



Réf.#	Description	Qté
A ACC1015P0001	Boite	1
B ACC1015P0002	Couvercle	1
C ACC1001P0020	Support broches	1
D ACC1015P0003	Support implant d'essai	1

Réf.#	Description	Qté
1 XMS01033	Ecarteur	2
2 -	Broche Ø2 lg 100 TR-RD extra sharp ⁽¹⁾	4 ⁽³⁾
3 -	Broche Ø2 lg 150 TR-RD extra sharp ⁽²⁾	4 ⁽³⁾
4 XPP01005	Broche de positionnement sphérique	2
5 XMS01040-1 XMS01040-2	Calibreur d'ostéotomie droit Calibreur d'ostéotomie gauche	1 1
6 XMS01029	Élévateur	1
7 XMS01009	Râpes percutanées	1
8 XRE01014	Conformateur	1
9 XTI06010	Jauge d'essai Gauche	1
10 XTI06020	Jauge d'essai Droite	1
11 XTI06012	Implant d'essai 2mm gauche	1
12 XTI06014	Implant d'essai 4mm gauche	1
13 XTI06016	Implant d'essai 6mm gauche	1
14 XTI06022	Implant d'essai 2mm droit	1
15 XTI06024	Implant d'essai 4mm droit	1
16 XTI06026	Implant d'essai 6mm droit	1
17 XMS01030	Impacteur	1
18 XMS01036	Impacteur droit	1
19 XHA01001	Manche AO	1
20 XDG01019	Viseur verrouillé pour vis Ø2.5	2
21 XDB01020	Foret Ø1,8	2
22 XGA01011	Jauge de profondeur	1
23 XSD01003	Embout AO T7	2
24 XMS01026	Viseur compresseur	1
25 XGA01003	Mesureur de vis	1
26 XDG01018	Viseur non-verrouillé pour vis Ø2	2
27 XDB01019	Foret Ø1,5	2
28 XRE01022	Fraise à chambrer	1

⁽¹⁾Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-100) vendue séparément

⁽²⁾Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-150) vendue séparément

⁽³⁾Références commandées non stériles par conditionnement de 10 unités à remplacer selon les besoins.