



Brochure

-

Fraises percutanées stériles



# Caractéristiques clés

Les fraises percutanées Novastep sont conçues spécifiquement pour les besoins de la chirurgie mini-invasive. Les fraises cylindriques et coniques sont fabriquées en acier inoxydable, très résistant à l'usure, offrant une qualité de coupe optimale.



## Orteils en griffe, Akinette :

Shannon Corta Ø 2.0 x 8 mm



## Akin, DMMO, DICMO, Bunionette :

Shannon Recta Ø 2.0 x 12 mm  
Shannon Hélicoïdale Ø 2.0 x 12 mm



## Ostéotomie de M1 :

Shannon Longa Ø 2.2 x 22 mm



## Ostéotomie calcanéenne :

Shannon Larga Ø 3.0 x 20 mm (7cm)  
Shannon X-Larga Ø 3.0 x 30 mm (10cm)



## Cheilectomie, Exérèse des ostéophytes :


Wedge Ø 3.1 x 13 mm



## Cheilectomie, Exérèse des ostéophytes :

Wedge Ø 4.1 x 13 mm

## Références



Désignation	Référence
Shannon Corta Ø2.0 x 8	CRE12008
Shannon Recta Ø2.0 x 12	CRE12012
Shannon Hélicoïdale Ø2.0 x 12	CRE12212
Shannon Longa Ø2.2 x 22	CRE12222
Shannon Larga Ø3.0 x 20	CRE13020
Shannon X-Larga Ø3.0 x 30	CRE13030
Wedge Ø3.1	CRE23113
Wedge Ø4.1	CRE24113

### Recommandation :

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.

Dispositifs marqués CE / Instruments : Classe IIa-CE1639.

### Novastep:

2, Allée Jacques Frimot  
35000 RENNES France  
Tel : + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax : + 33 (0) 9 70 29 18 95  
[contact@novastep-ortho.com](mailto:contact@novastep-ortho.com) / [www.novastep-ortho.com](http://www.novastep-ortho.com)

Per-L-Ed1-11-21-FR