

B

BROCHURE

enovis™

FRAISES PERCUTANÉES STÉRILES

FRAISES PERCUTANÉES



FRAISES PERCUTANÉES

Les fraises percutanées sont conçues spécifiquement pour les besoins de la chirurgie mini-invasive. Les fraises cylindriques et coniques sont fabriquées en acier inoxydable, très résistant à l'usure, offrant une qualité de coupe optimale.



ORTEILS EN GRIFFE, AKINETTE

SHANNON CORTA Ø2 LG 8mm



AKIN, DMMO

SHANNON RECTA Ø2 LG 12mm
SHANNON HÉLICOÏDALE Ø2 LG 12mm



OSTÉOTOMIE DE M1

SHANNON LONGA Ø2.2 LG 22mm



OSTÉOTOMIE CALCANÉENNE

SHANNON LARGA Ø3 LG 20mm (7cm)
SHANNON X-LARGA Ø3 LG 30mm (10cm)



CHEILECTOMIE, EXÉRÈSE DES OSTÉOPHYTES

WEDGE Ø3.1 LG 13mm




CHEILECTOMIE, EXÉRÈSE DES OSTÉOPHYTES

WEDGE Ø4.1 LG 13mm

RÉFÉRENCES

RÉF	DÉSIGNATION
CRE12008	SHANNON CORTA Ø2 LG 8mm
CRE12012	SHANNON RECTA Ø2 LG 12mm
CRE12212	SHANNON HÉLICOÏDALE Ø2 LG 12mm
CRE12222	SHANNON LONGA Ø2.2 LG 22mm
CRE13020	SHANNON LARGA Ø3 LG 20mm
CRE13030	SHANNON X-LARGA Ø3 LG 30mm
CRE23113	WEDGE Ø3.1 LG 13mm
CRE24113	WEDGE Ø4.1 LG 13mm



enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE: PER-L-ED3-06-25-FR