

fraises percutanées



BROCHURE

AVANT-PIED
MÉDIO-PIED
ARRIÈRE-PIED

Fraises percutanées stériles



*Creating
Better
Together™*

fraises percutanées

Caractéristiques clés

Les fraises percutanées Novastep sont conçues spécifiquement pour les besoins de la chirurgie mini-invasive. Les fraises cylindriques et coniques sont fabriquées en acier inoxydable, très résistant à l'usure, offrant une qualité de coupe optimale.



**Orteils en griffe,
Akinette :**

Shannon Corta Ø 2.0 x 8 mm



**Akin, DMMO, DICMO,
Bunionette :**

Shannon Recta Ø 2.0 x 12 mm
Shannon Hélicoïdale Ø 2.0 x 12 mm



**Ostéotomie de
M1 :**

Shannon Longa Ø 2.2 x 22 mm



**Ostéotomie
calcanéenne :**

Shannon Larga Ø 3.0 x 20 mm (7cm)
Shannon X-Larga Ø 3.0 x 30 mm (10cm)




**Cheilectomie,
Exérèse des ostéophytes :**
Wedge Ø 3.1 x 13 mm



**Cheilectomie,
Exérèse des ostéophytes :**
Wedge Ø 4.1 x 13 mm

Références

Réf	Description
CRE12008	Shannon Corta Ø 2 Lg 8 mm
CRE12012	Shannon Recta Ø 2 Lg 12 mm
CRE12212	Shannon Hélicoïdale Ø 2 Lg 12 mm
CRE12222	Shannon Longa Ø 2.2 Lg 22 mm
CRE13020	Shannon Larga Ø 3 Lg 20 mm
CRE13030	Shannon X-Larga Ø 3 Lg 30 mm
CRE23113	Wedge Ø 3.1 Lg 13 mm
CRE24113	Wedge Ø 4.1 Lg 13 mm



Recommandation :

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

Novastep :

2, Allée Jacques Frimot - 35000 RENNES - France
Tel : + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax : + 33 (0) 9 70 29 18 95
contact@novastep-ortho.com / www.fr.novastep.life

Référence : Per-L-Ed2-07-24-FR