



enovis™

# SOLUTIONS PIED & CHEVILLE

CATALOGUE  
PRODUITS  
INTERNATIONAL

## REDEFINING **EVERY** STEP

Nous redéfinissons la manière dont vous choisissez un partenaire. Grâce à des technologies orientées résultats, à des formations qui renforcent la confiance et à un partenariat qui va au-delà du produit, nous redéfinissons chaque pas.



## Sommaire

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>PECA®</b> .....                               | <b>6</b>  |
| <b>Vis PECA®</b> .....                           | <b>7</b>  |
| <b>Instruments PECA®</b> .....                   | <b>8</b>  |
| <b>PECAPLASTY® WIRES FIRST</b> .....             | <b>10</b> |
| <b>Instruments Pecaplasty® Wires First</b> ..... | <b>11</b> |
| <b>PECAPLASTY®</b> .....                         | <b>12</b> |
| <b>Instruments Pecaplasty®</b> .....             | <b>13</b> |
| <b>TARSOPLASTY®</b> .....                        | <b>14</b> |
| <b>Instruments Tarsoplasty®</b> .....            | <b>15</b> |
| <b>PECA®-COMPRESSIVE</b> .....                   | <b>16</b> |
| <b>Vis PECA®-Compressive</b> .....               | <b>17</b> |
| <b>Instruments PECA®-Compressive</b> .....       | <b>17</b> |
| <b>FRAISES PERCUTANÉES</b> .....                 | <b>18</b> |
| <b>Fraises percutanées</b> .....                 | <b>19</b> |
| <b>NEXIS® MIS</b> .....                          | <b>20</b> |
| <b>Vis Nexis® MIS</b> .....                      | <b>21</b> |
| <b>Instruments Nexis® MIS</b> .....              | <b>22</b> |
| <b>NEXIS®</b> .....                              | <b>24</b> |
| <b>Vis Nexis® Avant-pied</b> .....               | <b>25</b> |
| <b>Vis Nexis® Arrière-pied</b> .....             | <b>26</b> |
| <b>Instruments Nexis® Avant-pied</b> .....       | <b>27</b> |
| <b>Instruments Nexis® Arrière-pied</b> .....     | <b>30</b> |
| <b>CENTROLOCK®</b> .....                         | <b>34</b> |
| <b>Vis Centrolock®</b> .....                     | <b>35</b> |
| <b>Instruments Centrolock®</b> .....             | <b>36</b> |
| <b>SYSTÈME DE PLAQUE AIRLOCK® FOOT</b> .....     | <b>38</b> |
| <b>Plaques Airlock®</b> .....                    | <b>40</b> |
| <b>Vis Airlock®</b> .....                        | <b>41</b> |
| <b>Instruments Airlock®</b> .....                | <b>42</b> |
| <b>SYSTÈME DE PLAQUE AIRLOCK® ANKLE</b> .....    | <b>46</b> |
| <b>Plaques Airlock® Ankle</b> .....              | <b>48</b> |
| <b>Vis Airlock® Ankle</b> .....                  | <b>48</b> |
| <b>Instruments Airlock® Ankle</b> .....          | <b>50</b> |
| <b>LYNC®</b> .....                               | <b>52</b> |
| <b>Implants Lync®</b> .....                      | <b>53</b> |
| <b>Instruments Lync®</b> .....                   | <b>53</b> |


## Sommaire

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>ARCAD®</b> .....                               | <b><u>54</u></b> |
| <b>Agrafes Arcad®</b> .....                       | <b><u>55</u></b> |
| <b>Instruments Arcad®</b> .....                   | <b><u>56</u></b> |
| <b>AGRAFES STATIQUES</b> .....                    | <b><u>58</u></b> |
| <b>Agrafes statiques</b> .....                    | <b><u>59</u></b> |
| <b>Instruments Agrafes statiques</b> .....        | <b><u>59</u></b> |
| <b>TOEGRIP®</b> .....                             | <b><u>60</u></b> |
| <b>Implants ToeGrip®</b> .....                    | <b><u>61</u></b> |
| <b>Instruments ToeGrip®</b> .....                 | <b><u>62</u></b> |
| <b>EXRAY</b> .....                                | <b><u>64</u></b> |
| <b>Implants EXray®</b> .....                      | <b><u>65</u></b> |
| <b>Instruments EXray®</b> .....                   | <b><u>66</u></b> |
| <b>AUTRE</b> .....                                | <b><u>68</u></b> |
| <b>Broches</b> .....                              | <b><u>69</u></b> |
| <b>Distributeur d'implants</b> .....              | <b><u>70</u></b> |
| <b>Kit d'instrumentation à usage unique</b> ..... | <b><u>70</u></b> |
| <b>Instrumentation optionnelle</b> .....          | <b><u>71</u></b> |

Certains implants/instruments ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial local.



# Peca<sup>®</sup>





## Implants Peca®


Les vis PECA®, en alliage de titane, sont destinées à la correction percutanée de l'Hallux Valgus et sont disponibles en Ø3 et Ø4mm. Le système propose une gamme complète et polyvalente d'implants biseautés entièrement filetés destinés à la fixation des ostéotomies et arthrodèses du pied.

L'empreinte Exact2-T permet un positionnement précis de la vis lors de son insertion en percutané sous contrôle radiographique. Le retrait de la vis est possible avec une instrumentation standardisée.

Le kit PECA® comprend des instruments spécifiques pour l'implant PECA® et des instruments percutanés, notamment une râpe élévatrice périostée, un dispositif de réduction et un porte-lame Beaver pour la chirurgie percutanée.

### RÉFÉRENCES

| LONGUEUR (mm) | VIS Ø3 mm | VIS Ø4 mm |
|---------------|-----------|-----------|
| 16            | PS070016  | -         |
| 18            | PS070018  | -         |
| 20            | PS070020  | -         |
| 22            | PS070022  | -         |
| 24            | PS070024  | -         |
| 26            | PS070026  | PS060026  |
| 28            | PS070028  | PS060028  |
| 30            | PS070030  | PS060030  |
| 32            | PS070032  | PS060032  |
| 34            | PS070034  | PS060034  |
| 36            | PS070036  | PS060036  |
| 38            | PS070038  | PS060038  |
| 40            | PS070040  | PS060040  |
| 42            | PS070042  | PS060042  |
| 44            | PS070044  | PS060044  |
| 46            | PS070046  | PS060046  |
| 48            | PS070048  | PS060048  |
| 50            | -         | PS060050  |
| 52            | -         | PS060052  |
| 54            | -         | PS060054  |
| 56            | -         | PS060056  |
| 58            | -         | PS060058  |
| 60            | -         | PS060060  |


**INSTRUMENTS PERCUTANÉS**

| # | RÉFÉRENCE               | DESCRIPTION                  | QTÉ              |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | ACC1001P0022            | BOÎTE                        | 1                |
| 2 | ACC1001P0024            | COUVERCLE                    | 1                |
| 3 | XMS01001                | TUBE À BROCHE                | 1                |
| - | CKW03001                | BROCHE DE RÉDUCTION Ø3.5     | 5 <sup>(3)</sup> |
| - | CKW01015 <sup>(1)</sup> | BROCHE Ø1.2 LG 150 TR/RD     | 5 <sup>(3)</sup> |
| - | CKW01003 <sup>(2)</sup> | BROCHE Ø1.6 LG 150 TR/RD     | 8 <sup>(3)</sup> |
| - | XKW01001                | BROCHE DE NETTOYAGE Ø0.9     | 1                |
| - | XKW01002                | BROCHE DE NETTOYAGE Ø1.4     | 1                |
| 4 | XDG01033                | PROTECTEUR DE TISSUS - PECA® | 1                |
| 5 | XHA01001                | POIGNÉE AO                   | 1                |
| 6 | XGA01013                | RÉGLET LG 100/150            | 1                |

**INSTRUMENTS Ø4**

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            | QTÉ  |
|----|-----------|------------------------|------|
| 12 | XSD09002  | EMBOUT AO EXACT2-T15   | 2    |
| 13 | XDB01030  | FORET AO Ø3.2          | 2    |
| 14 | XRE01026  | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 | OPT. |
| 15 | XDG01034  | GUIDE PARALLÈLE Ø4-Ø4  | OPT. |

**INSTRUMENTS Ø3**

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION           | QTÉ  |
|----|-----------|-----------------------|------|
| 16 | XSD10002  | EMBOUT AO EXACT2-T10  | 2    |
| 17 | XDB01028  | FORET AO Ø2           | 2    |
| 18 | XDG01035  | GUIDE PARALLÈLE Ø3-Ø4 | OPT. |

**INSTRUMENTS UNIVERSELS**

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                         | QTÉ  |
|----|-----------|-------------------------------------|------|
| 7  | -         | LAME DE BEAVER <sup>(4)</sup>       | 1    |
| 8  | XMS01011  | RUGINE SIMPLE EMBOUT                | 1    |
| 9  | XMS01008  | RUGINE DOUBLE EMBOUT                | 1    |
| 10 | XMS01009  | RÂPES PERCUTANÉES                   | 1    |
| 11 | XMS01027  | LEVIER DE TRANSLATION DOUBLE EMBOUT | OPT. |

**INSTRUMENTS NEXIS® MIS Ø2.7**

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ  |
|----|-----------|----------------------------------------|------|
| 19 | XSD02006  | EMBOUT AO EXACT-2 T8                   | 2    |
| -  | -         | BROCHE Ø1.2 LG100 TR/RD <sup>(5)</sup> | OPT. |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) ou broche Novastep® (CKW01015) disponible selon votre marché.

(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-150) ou broche Novastep® (CKW01003) disponible selon votre marché.

(3) Quantité maximale de support de broche

(4) Référence SF13 fournie séparément. Disponibilité selon votre marché.

(5) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) ou broche Novastep® (CKW01014) disponible selon votre marché.



### Références

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION           |
|-----------|-----------------------|
| CRE12008  | SHANNON CORTA Ø2 LG 8 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            |
|-----------|------------------------|
| CRE13020  | SHANNON LARGA Ø3 LG 20 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            |
|-----------|------------------------|
| CRE12012  | SHANNON RECTA Ø2 LG 12 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE13030  | SHANNON X-LARGA Ø3 LG 30 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE12212  | SHANNON HELICAL Ø2 LG 12 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| CRE23113  | WEDGE Ø3.1 LG 13 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE12222  | SHANNON LONGA Ø2.2 LG 22 |

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| CRE24113  | WEDGE Ø4.1 LG 13 |



**Pecaplasty®**  
**Wires First™**




## Guide viseur Pecaplasty® Wires First™

Le système Pecaplasty® Wires First permet une correction simple, précise et reproductible de l'hallux valgus en chirurgie percutanée. Avec son positionnement aisé sur le pied, le guide viseur Pecaplasty® Wires First permet un placement précis des broches avant la réalisation de l'ostéotomie, puis une translation contrôlée de la tête métatarsienne.

Les vis PECA® sont utilisées pour fixer et stabiliser la correction.

## Instruments Pecaplasty® Wires First™



| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                   | QTÉ |
|---|--------------|-------------------------------|-----|
| A | ACC1025P0001 | BOÎTE                         | 1   |
| B | ACC1025P0002 | COUVERCLE                     | 1   |
| 1 | XMS01050     | GUIDE VISEUR 2.0 WIRES FIRST™ | 1   |
| 2 | CKW09001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT      | 1   |
| 3 | XDG01037     | CANON - PECA® Ø3              | 1   |
| 4 | XDG01036     | CANON - PECA® Ø4              | 2   |
| 5 | XMS010551    | TRANSLATEUR DE TÊTE           | 1   |
| 6 | XMS01055-2   | OFFSET AJUSTABLE              | 2   |



**Pecaplasty®**




## Guide viseur Pecaplasty®

Le système Pecaplasty® permet une correction simple, précise et reproductible de l'hallux valgus en chirurgie percutanée. Avec son positionnement aisé sur le pied, le guide viseur Pecaplasty® permet une translation contrôlée de la tête métatarsienne et un placement précis des broches.

Les vis PECA® sont utilisées pour fixer et stabiliser la correction.

## Instruments Pecaplasty®





| # | RÉFÉRENCE                  | DESCRIPTION                                     | QTÉ |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| A | ACC1019P0001               | BOÎTE                                           | 1   |
| B | ACC1019P0002               | COUVERCLE                                       | 1   |
| 1 | XMS01038-9                 | GUIDE VISEUR                                    | 1   |
| 2 | XMS01038-2                 | POIGNÉE DE BROCHE DE TRACTION POUR GUIDE VISEUR | 1   |
| 3 | SKW06002 <sup>(1)(2)</sup> | BROCHE DE TRACTION Ø2.5 LG 128 - STÉRILE        | 5   |
| 4 | XDG01037                   | CANON - PECA® Ø3                                | 1   |
| 5 | XDG01036                   | CANON - PECA® Ø4                                | 2   |

(1) Référence fournie séparément

(2) Broche de traction non stérile également disponible (Ref: CKW06002)

# Tarsoplasty®






## Guide Tarsoplasty®

Le système Tarsoplasty® permet un Lapidus simple et guidé pour une correction précise et reproductible de l'hallux valgus en chirurgie percutanée.

Associé aux implants PECA® et PECA® Compressive, le système Tarsoplasty® assure une correction triplanare et un montage stable pour restaurer l'alignement désiré du premier métatarse.

## Instruments Tarsoplasty®



### INSTRUMENTATION TARSOPLASTY®

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION               | QTÉ |
|---|--------------|---------------------------|-----|
|   | ACC1020P0001 | BOÎTE                     | 1   |
|   | ACC1020P0002 | COUVERCLE                 | 1   |
| 1 | XMS01041-1   | GUIDE DE CORRECTION       | 1   |
| 2 | XMS01041-6   | MOLETTE DE VERROUILLAGE   | 2   |
| 3 | XMS01041-2   | PALPEUR                   | 2   |
| 4 | XMS01041-4   | FENÊTRE DE COUPE          | 1   |
| 5 | XMS01041-5   | BRAS DE VISÉE             | 1   |
| 6 | XMS01041-3   | GUIDE VISEUR              | 1   |
| 7 | XDG01036     | CANON POUR VIS PECA2.0 Ø4 | 2   |

### BROCHES

| # | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|---|-----------|-------------------------------------------|-----|
| 8 | SKW05006  | BROCHE FILETÉE Ø2.2 LG 70 TR/RD - STÉRILE | 5   |
| 9 | SKW01022  | BROCHE Ø1.8 LG 140 TR/RD - STÉRILE        | 3   |

# Peca<sup>®</sup>

# Compressive





## Vis Compressive Peca®

Les vis PECA® Compressives Ø4 mm, en alliage de titane, sont destinées à la fixation des ostéotomies et des arthrodèses du pied. Cette gamme de vis compressives à tête biseautée permet d'offrir un montage stable avec un ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

Ces vis peuvent être implantées seules ou en association avec une plaque Airlock®.

L'utilisation de fraises percutanées et d'une instrumentation spécifique combinée à l'utilisation du système PECA® permet de préparer les surfaces osseuses avant fixation.

## Références

### IMPLANTS

| LONGUEUR (mm) | VIS COMPRESSIVE BISEAUTÉE Ø4 |
|---------------|------------------------------|
| 18            | PS060118                     |
| 20            | PS060120                     |
| 22            | PS060122                     |
| 24            | PS060124                     |
| 26            | PS060126                     |
| 28            | PS060128                     |
| 30            | PS060130                     |
| 32            | PS060132                     |
| 34            | PS060134                     |
| 36            | PS060136                     |
| 38            | PS060138                     |
| 40            | PS060140                     |
| 42            | PS060142                     |
| 44            | PS060144                     |
| 46            | PS060146                     |
| 48            | PS060148                     |
| 50            | PS060150                     |
| 55            | PS060155                     |
| 60            | PS060160                     |

### INSTRUMENTS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION               |
|-----------|---------------------------|
| CKW01003  | BROCHE Ø1.6 LG150 TR/RD   |
| XDB01030  | FORET Ø3.2*               |
| XSD09002  | EMBOUT AO EXACT2-T15*     |
| XGA01009  | RÉGLET LG 150 - PECA®     |
| XRE01026  | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 ** |

\*Disponible en option dans le kit Airlock®

\*\* Peut être ajouté au kit PECA®

# Fraises Percutanées





## Fraises Percutanées

Les instruments Enovis™ sont désignés spécifiquement pour les besoins de la chirurgie mini invasive. Les fraises cylindriques et coniques sont fabriquées en acier inoxydable chirurgical trempé.

## Références



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION           |
|-----------|-----------------------|
| CRE12008  | SHANNON CORTA Ø2 LG 8 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            |
|-----------|------------------------|
| CRE12012  | SHANNON RECTA Ø2 LG 12 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE12212  | SHANNON HELICAL Ø2 LG 12 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE12222  | SHANNON LONGA Ø2.2 LG 22 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            |
|-----------|------------------------|
| CRE13020  | SHANNON LARGA Ø3 LG 20 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION              |
|-----------|--------------------------|
| CRE13030  | SHANNON X-LARGA Ø3 LG 30 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| CRE23113  | WEDGE Ø3.1 LG 13 |



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION      |
|-----------|------------------|
| CRE24113  | WEDGE Ø4.1 LG 13 |



**Nexis<sup>®</sup>**  
**MIS**



## Nexis® MIS

La vis Nexis® MIS Ø 2.7 mm est une vis compressive canulée sur-biseautée en alliage de titane.

Ses propriétés auto-taroudante, auto-perforante et rétro-taroudante, associées à son empreinte spécifique et universelle Exact-2 T8, permettent une insertion aisée ainsi qu'un retrait avec un tournevis T8 standard.


La tête biseautée vise à maximiser l'ancrage cortical et à préserver les tissus mous.

La vis canulée Nexis® MIS s'utilise en association avec une broche Ø 1.2 mm

### IMPLANTS

| LONGUEUR (mm) | VIS DE COMPRESSION BISEAUTÉE Ø2.7 |
|---------------|-----------------------------------|
| 14            | SC090014                          |
| 16            | SC090016                          |
| 18            | SC090018                          |
| 20            | SC090020                          |
| 22            | SC090022                          |
| 24            | SC090024                          |
| 26            | SC090026                          |
| 28            | SC090028                          |
| 30            | SC090030                          |

# Instruments Nexis® MIS



## INSTRUMENTATION NEXIS® MIS

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------------|-----|
| 1 | ACC1018P0001 | BOÎTE                                  | 1   |
| 2 | ACC1018P0002 | COUVERCLE                              | 1   |
| 3 | XSD02006     | EMBOUT AO EXACT-2 T8                   | 2   |
| 4 | XRE01024     | FRAISE À CHAMBRER Ø2.8                 | 1   |
| 5 | XHA01001     | POIGNÉE AO                             | 1   |
| 6 | -            | LAME DE BEAVER <sup>(1)</sup>          | 1   |
| 7 | XMS01011     | RUGINE SIMPLE EMBOUT                   | 1   |
| 8 | XGA01013     | RÉGLET LG 100/150                      | 1   |
| 9 | -            | BROCHE Ø1.2 LG100 TR/RD <sup>(2)</sup> | 5   |

## OPTIONAL NEXIS® MIS INSTRUMENTATION

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|
| 10 | XSD02007  | EMBOUT DE RETRAIT AO EXACT-2 T8        | 1   |
| 11 | XDB01025  | FORET CANULÉ Ø1.9                      | 1   |
| 12 | -         | BROCHE Ø1.2 LG150 TR/RD <sup>(3)</sup> | 5   |



## OPTIONAL NEXIS® 2.3 INSTRUMENTATION

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|
| 13 | XSD01001  | EMBOUT AO T7                           | 2   |
| 14 | -         | BROCHE Ø0.9 LG100 TR/RD <sup>(4)</sup> | 5   |

(1) Référence SF13 fournie séparément. Disponibilité selon votre marché.  
(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) ou broche Novastep® (CKW01014) disponible selon votre marché.  
(3) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) ou broche Novastep® (CKW01015) disponible selon votre marché.  
(4) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-100) ou broche Novastep® (CKW01008) disponible selon votre marché.



# Nexis<sup>®</sup>





## Gamme de vis Nexis®

Développée en partenariat avec des chirurgiens spécialistes du pied et de la cheville, la gamme Nexis®, en alliage de titane, offre une large gamme de références destinées à la fixation des ostéotomies et des arthrodèses du pied et de la cheville.

## Vis Avant Pied Nexis®

### VIS SÉCABLES

| LONGUEUR (mm) | VIS SÉCABLES NEXIS® Ø2 |
|---------------|------------------------|
| 11            | SC040011               |
| 12            | SC040012               |
| 13            | SC040013               |
| 14            | SC040014               |
| 15            | SC040015               |
| 16            | SC040016               |

### VIS COMPRESSIVES


| LONGUEUR (mm) | VIS COMPRESSIVES NEXIS® Ø2.3 | VIS COMPRESSIVES NEXIS® Ø2.9 | VIS COMPRESSIVES NEXIS® Ø4 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 10            | SC010010                     | SC020010                     | -                          |
| 12            | SC010012                     | SC020012                     | -                          |
| 14            | SC010014                     | SC020014                     | -                          |
| 16            | SC010016                     | SC020016                     | -                          |
| 18            | SC010018                     | SC020018                     | SC050018                   |
| 20            | SC010020                     | SC020020                     | SC050020                   |
| 22            | SC010022                     | SC020022                     | SC050022                   |
| 24            | SC010024                     | SC020024                     | SC050024                   |
| 26            | SC010026                     | SC020026                     | SC050026                   |
| 28            | SC010028                     | SC020028                     | SC050028                   |
| 30            | SC010030                     | SC020030                     | SC050030                   |
| 32            | -                            | SC020032                     | SC050032                   |
| 34            | -                            | SC020034                     | SC050034                   |
| 36            | -                            | -                            | SC050036                   |
| 38            | -                            | -                            | SC050038                   |
| 40            | -                            | -                            | SC050040                   |
| 42            | -                            | -                            | SC050042                   |
| 44            | -                            | -                            | SC050044                   |
| 46            | -                            | -                            | SC050046                   |
| 48            | -                            | -                            | SC050048                   |
| 50            | -                            | -                            | SC050050                   |
| 55            | -                            | -                            | SC050055                   |
| 60            | -                            | -                            | SC050060                   |

## Vis Arrière Pied Nexis®

### VIS COMPRESSIVES

| LONGUEUR<br>(mm) | VIS COMPRESSIVES NEXIS® Ø5 | VIS COMPRESSIVES NEXIS® Ø7<br>FILET COURT (16mm) | VIS COMPRESSIVE NEXIS Ø7<br>FILET LONG (32mm)* |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 30               | SC060030                   | -                                                | -                                              |
| 32               | SC060032                   | -                                                | -                                              |
| 34               | SC060034                   | -                                                | -                                              |
| 36               | SC060036                   | -                                                | -                                              |
| 38               | SC060038                   | -                                                | -                                              |
| 40               | SC060040                   | SC070040                                         | SC080040                                       |
| 42               | SC060042                   | -                                                | -                                              |
| 44               | SC060044                   | -                                                | -                                              |
| 45               | -                          | SC070045                                         | SC080045                                       |
| 46               | SC060046                   | -                                                | -                                              |
| 48               | SC060048                   | -                                                | -                                              |
| 50               | SC060050                   | SC070050                                         | SC080050                                       |
| 55               | SC060055                   | SC070055                                         | SC080055                                       |
| 60               | SC060060                   | SC070060                                         | SC080060                                       |
| 65               | SC060065                   | SC070065                                         | SC080065                                       |
| 70               | SC060070                   | SC070070                                         | SC080070                                       |
| 75               | SC060075                   | SC070075                                         | SC080075                                       |
| 80               | SC060080                   | SC070080                                         | SC080080                                       |
| 85               | SC060085                   | SC070085                                         | SC080085                                       |
| 90               | SC060090                   | SC070090                                         | SC080090                                       |
| 95               | SC060095                   | SC070095                                         | SC080095                                       |
| 100              | SC060100                   | SC070100                                         | SC080100                                       |
| 105              | -                          | SC070105                                         | SC080105                                       |
| 110              | -                          | SC070110                                         | SC080110                                       |
| 115              | -                          | SC070115                                         | SC080115                                       |
| 120              | -                          | SC070120                                         | SC080120                                       |

\*Pour les vis Nexis® Ø7 Lg 40, le filet long mesure 27mm.



## Instruments Avant Pied Nexis®

Un concept modulaire permettant une personnalisation de l'ancillaire en fonction des préférences du praticien ou de l'indication. Deux versions sont disponibles :

- **ForefootCOMPLETE** : possibilité d'accueillir les modules vis Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® dans une même boîte.
- **ForefootEXACT** : possibilité d'interchanger les modules Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® pour un encombrement réduit dans une demi-boîte.

## Boîte Nexis® ForefootEXACT (XTR10003)

### INSTRUMENTATION UNIVERSELLE

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------------|-----|
|   | ACC1001P0008 | BOÎTE AVANT PIED EXACT                 | 1   |
|   | ACC1001P0007 | COUVERCLE AVANT PIED EXACT             | 1   |
| 1 | XFP01001     | DAVIER SCARF                           | 1   |
| 2 | XFP01004     | DAVIER CHEVRON                         | 1   |
| 3 | XHA01001     | MANCHE AO                              | 1   |
| 4 | XKW01001     | BROCHE DE NETTOYAGE Ø0.9               | 1   |
| 5 | XGA01001     | RÉGLET LG 80                           | 1   |
| 6 | XGA01002     | JAUGE DE PROFONDEUR                    | 1   |
| 7 | XMS01001     | TUBE À BROCHE                          | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/RD <sup>(1)</sup>  | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø1.0 LG80 TR/RD <sup>(2)</sup>  | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø1.4 LG100 TR/RD <sup>(3)</sup> | 1   |

### NEXIS® Ø2/Ø2.3/Ø2.9/Ø4 INSTRUMENTATION


| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|---|--------------|-----------------------------|-----|
|   | ACC1001P0006 | MODULE                      | 1   |
| 1 | XSD01001     | EMBOUT AO T7                | 2   |
| 2 | XSD02001     | EMBOUT AO T8                | 2   |
| 3 | XSD03001     | EMBOUT DE TOURNEVIS À ERGOT | 1   |
| 4 | XRE01001     | FRAISE À CHAMBRER Ø2.75     | 1   |
| 5 | XDB02001     | FORET PLEIN Ø1.75           | 1   |
| 6 | XDB01001     | FORET CANULÉ Ø1.75          | 1   |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-080) ou broche Novastep® (CKW01009) disponible selon votre marché.

(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-10-080) ou broche Novastep® (CKW01016) disponible selon votre marché.

(3) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-100) ou broche Novastep® (CKW01002) disponible selon votre marché.

**Boîte Nexis® ForefootCOMPLETE (XTR10000)**



## INSTRUMENTATION UNIVERSELLE

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------------|-----|
|   | ACC1001P0001 | BOÎTE AVANT PIED                       | 1   |
|   | ACC1001P0002 | COUVERCLE AVANT PIED                   | 1   |
| 1 | XFP01001     | DAVIER SCARF                           | 1   |
| 2 | XFP01004     | DAVIER CHEVRON                         | 1   |
| 3 | XHA01001     | MANCHE AO                              | 1   |
| 4 | XKW01001     | BROCHE DE NETTOYAGE Ø0.9               | 1   |
| 5 | XGA01001     | RÉGLET LG 80                           | 1   |
| 6 | XGA01002     | JAUGE DE PROFONDEUR                    | 1   |
| 7 | XMS01001     | TUBE À BROCHE                          | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/RD <sup>(1)</sup>  | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø1.0 LG80 TR/RD <sup>(2)</sup>  | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø1.4 LG100 TR/RD <sup>(3)</sup> | 1   |

## INSTRUMENTATION NEXIS® Ø2/Ø2.3/Ø2.9

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|---|--------------|-----------------------------|-----|
|   | ACC1001P0006 | MODULE                      | 1   |
| 1 | XSD01001     | EMBOUT AO T7                | 2   |
| 2 | XSD02001     | EMBOUT AO T8                | 2   |
| 3 | XSD03001     | EMBOUT DE TOURNEVIS À ERGOT | 1   |
| 4 | XRE01001     | FRAISE À CHAMBRER Ø2.75     | 1   |
| 5 | XDB02001     | FORET PLEIN Ø1.75           | 1   |
| 6 | XDB01001     | FORET CANULÉ Ø1.75          | 1   |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-080) ou broche Novastep® (CKW01009) disponible selon votre marché.

(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-10-080) ou broche Novastep® (CKW01016) disponible selon votre marché.

(3) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-100) ou broche Novastep® (CKW01002) disponible selon votre marché.

## INSTRUMENTATION LYNC®

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION       | QTÉ |
|---|--------------|-------------------|-----|
|   | ACC1001P0004 | MODULE            | 1   |
| 1 | XFP04001     | PINCE             | 1   |
| 2 | XDB01003     | FORET Ø2.3        | 1   |
| 3 | XRE01002     | FRAISE À SURFACER | 1   |
| 4 | XRA01002     | RÂPE              | 1   |


## INSTRUMENTATION AVANT-PIED ARCAD®

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|---|--------------|---------------------------------------|-----|
|   | ACC1001P0003 | MODULE                                | 1   |
| 1 | XFP03001     | PINCE - ARCAD® 10                     | 1   |
| 2 | XDG01001     | GUIDE VISEUR - ARCAD® 10              | 1   |
| 3 | XDB01008     | FORET Ø2                              | 1   |
| 4 | XFP02001     | IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES INCLINÉES | 1   |
| 5 | XMS01002     | IMPACTEUR                             | 1   |
| 6 | XPP01001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø2           | 2   |
| 7 | XFP05001     | IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES DROITES   | 1   |

## INSTRUMENTATION NEXIS® Ø4 – OPTION

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|---|--------------|------------------------------------------|-----|
|   | ACC1002P0004 | MODULE                                   | 1   |
| 1 | XSD04001     | EMBOUT AO T10                            | 1   |
| 2 | XDG01009     | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø4                | 1   |
| 3 | XDB01007     | FORET CANULÉ Ø2.7                        | 1   |
| 4 | XRE01026     | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 - NEXIS®/ PECA®-C | 1   |
| 5 | XGA01004     | RÉGLET LG 100                            | 1   |
| 6 | XDB01001     | FORET CANULÉ Ø1.75                       | 1   |

## Boîte arrière-pied Nexis® (XTR10010)



### INSTRUMENTATION NEXIS® Ø5

| # | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|-----------|----------------------------------------|-----|
| 1 | XSD05001  | EMBOUT AO T20                          | 2   |
| 1 | XSD05002  | EMBOUT AO PLEIN T20                    | 1   |
| 2 | XRE01008  | FRAISE À CHAMBRER Ø4.9                 | 1   |
| 3 | XDB01009  | FORET CANULÉ Ø3.2                      | 1   |
| 4 | -         | BROCHE Ø1.6 LG180 TR/RD <sup>(1)</sup> | 5   |
| 5 | XDG01015  | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø5              | 1   |
| 6 | XHA01005  | ADAPTATEUR AO 1/4" HEX                 | 1   |

### INSTRUMENTATION NEXIS® Ø7

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|
| 7  | XSD06003  | EMBOUT LARGE T25                       | 2   |
| 7  | XSD06002  | EMBOUT AO LARGE PLEIN T25              | 1   |
| 8  | XRE01009  | FRAISE À CHAMBRER Ø6                   | 1   |
| 9  | XDB01010  | FORET CANULÉ Ø4.8                      | 1   |
| 10 | -         | BROCHE Ø2.2 LG200 TR/RD <sup>(2)</sup> | 5   |
| 5  | XDG01016  | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø7              | 1   |
| 12 | XHA01006  | ADAPTATEUR AO 1/4" HEX                 | 1   |

### INSTRUMENTATION UNIVERSELLE

| #  | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                    | QTÉ |
|----|--------------|--------------------------------|-----|
| 11 | XHA01004     | MANCHE AO LARGE EN T À CLIQUET | 1   |
| 12 | XHA01003     | MANCHE AO LARGE DROIT          | 1   |
| 14 | XGA01007     | RÉGLET LG 180/200              | 1   |
| 15 | XKW01003     | BROCHE DE NETTOYAGE Ø1.6       | 1   |
| 16 | ACC1008P0004 | SUPPORT POUR BROCHES           | 1   |
| 17 | ACC1008P0001 | BOÎTE                          | 1   |
|    | ACC1008P0002 | COUVERCLE                      | 1   |
| 19 | ACC1008P0003 | TAPIS SILICONE                 | 1   |


### INSTRUMENTATION OPTIONNELLE

| # | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                | QTÉ |
|---|-----------|--------------------------------------------|-----|
| - | XFP01008  | DISTRIBUTEUR BRAS OUVERTS                  | 1   |
| - | SKW05003  | BROCHE FILETÉE Ø1.6 LG 140 TR/RD - STÉRILE | 5   |
| - | SKW05004  | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG 140 TR/RD - STÉRILE | 5   |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-180) ou broche Novastep® (CKW01004) disponible selon votre marché.


(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-22-200) ou broche Novastep® (CKW01011) disponible selon votre marché.

## Module Guide Viseur Nexis® (Option)




| #  | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|----|--------------|---------------------------------------|-----|
| 15 | ACC1012P0003 | MODULE GUIDE VISEUR                   | 1   |
| 16 | XMS01022-1   | POIGNÉE VISEUR                        | 1   |
| 17 | XMS01022-2   | RÉGLETTTE VISEUR                      | 1   |
| 18 | XMS01022-3   | CANON - NEXIS® Ø5                     | 1   |
| 19 | XMS01022-4   | CANON - NEXIS® Ø7                     | 1   |
| 20 | XMS01023     | VISEUR BROCHES PARALLÈLES - NEXIS® Ø5 | 1   |
| 21 | XMS01024     | VISEUR BROCHES PARALLÈLES - NEXIS® Ø7 | 1   |

## Module Nexis Ø4 (Option)




| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------------|-----|
| 1 | ACC1002P0004 | MODULE                                 | 1   |
| 2 | XSD04001     | EMBOUT A0 T10                          | 1   |
| 3 | XDB01007     | FORET CANULÉ Ø2.7                      | 1   |
| 4 | XRE01026     | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 - NEXIS®/ PECA® | 1   |
| 5 | XGA01004     | RÉGLET LG 100                          | 1   |
| 6 | XDG01009     | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø4              | 1   |

Module Arcad® 15-18-20-25 (Option)



| #  | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|----|--------------|-----------------------------|-----|
| 7  | ACC1005P0007 | MODULE                      | 1   |
| 8  | XDG01003     | WISEUR - ARCAD® 15          | 1   |
| 8  | XDG01004     | WISEUR - ARCAD® 18          | 1   |
| 9  | XDG01005     | WISEUR - ARCAD® 20          | 1   |
| 9  | XDG01006     | WISEUR - ARCAD® 25          | 1   |
| 10 | XPP01001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø2 | 2   |
| 11 | XPP01002     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø3 | 2   |
| 12 | XMS01002     | IMPACTEUR                   | 1   |
| 10 | XDB01008     | FORET Ø2                    | 1   |
| 11 | XDB01004     | FORET Ø3                    | 1   |
| 13 | XFP03003     | PINCE - ARCAD® 15           | 1   |
| 13 | XFP03004     | PINCE - ARCAD® 18           | 1   |
| 14 | XFP03005     | PINCE - ARCAD® 20           | 1   |
| 14 | XFP03006     | PINCE - ARCAD® 25           | 1   |

## Boîte Guide Viseur Nexis® (XTR10030)



| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|---|--------------|------------------------------------------|-----|
| 1 | ACC1012P0001 | BOÎTE GUIDE VISEUR                       | 1   |
| 2 | ACC1012P0002 | COUVERCLE GUIDE VISEUR                   | 1   |
| 3 | XMS01022-1   | POIGNÉE VISEUR                           | 1   |
| 4 | XMS01022-2   | RÉGLETTE VISEUR                          | 1   |
| 5 | XMS01022-3   | CANON - NEXIS® Ø5                        | 1   |
| 6 | XMS01022-4   | CANON - NEXIS® Ø7                        | 1   |
| 7 | XMS01023     | WISEUR BROCHES PARALLÈLES<br>- NEXIS® Ø5 | 1   |
| 8 | XMS01024     | WISEUR BROCHES PARALLÈLES<br>- NEXIS® Ø7 | 1   |

# Centrolock<sup>®</sup>



## Système MIS d'ostéotomie transverse pour une correction guidée de l'Hallux valgus

Centrolock® a été conçu pour permettre une correction guidée de l'Hallux Valgus par une approche peu invasive.

Son design hybride combine une tige canulée intramédullaire et une plaque fixée sur la tête du premier métatarsien. Associé à une ostéotomie transverse, le Centrolock® permet une correction dans tous les plans de l'espace.

Les fortes déformations, souvent corrigées par une intervention du Lapidus, peuvent ainsi être traitées par une approche distale, guidée et peu invasive.

### Implants Centrolock®



#### DROIT

| STEP (mm) | RÉFÉRENCE |
|-----------|-----------|
| 2         | PL070102  |
| 4         | PL070104  |
| 6         | PL070106  |



#### GAUCHE

| STEP (mm) | RÉFÉRENCE |
|-----------|-----------|
| 2         | PL070202  |
| 4         | PL070204  |
| 6         | PL070206  |

### Vis Centrolock®



#### VIS VERROUILLÉE Ø2.5


| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 10            | SP012510  |
| 12            | SP012512  |
| 14            | SP012514  |
| 16            | SP012516  |
| 18            | SP012518  |
| 20            | SP012520  |
| 22            | SP012522  |
| 24            | SP012524  |
| 26            | SP012526  |



#### VIS CORTICALE Ø2

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 12            | SP032012  |
| 14            | SP032014  |
| 16            | SP032016  |
| 18            | SP032018  |
| 20            | SP032020  |
| 22            | SP032022  |
| 24            | SP032024  |

## 36



# INSTRUMENTATION CENTROLOCK®

| #  | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----|--------------|----------------------------------------|-----|
| A  | ACC1015P0001 | BOÎTE                                  | 1   |
| B  | ACC1015P0002 | COUVERCLE                              | 1   |
| C  | ACC1001P0020 | SUPPORT POUR BROCHES                   | 1   |
| D  | ACC1015P0003 | SUPPORT IMPLANT D'ESSAI                | 1   |
| 1  | XMS01033     | ECARTEUR                               | 2   |
| 2  | -            | BROCHE Ø2.0 LG100 TR/RD <sup>(1)</sup> | 4   |
| 3  | -            | BROCHE Ø2.0 LG150 TR/RD <sup>(2)</sup> | 4   |
| 4  | XPP01005     | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE     | 2   |
| 5  | XMS01040-1   | GUIDE DE COUPE - DROIT                 | 1   |
| 5  | XMS01040-2   | GUIDE DE COUPE - GAUCHE                | 1   |
| 6  | XMS01029     | ELEVATEUR                              | 1   |
| 7  | XMS01009     | RÂPES PERCUTANÉES                      | 1   |
| 8  | XRE01014     | CONFORMATEUR                           | 1   |
| 9  | XTI06010     | JAUGE D'ESSAI GAUCHE                   | 1   |
| 10 | XTI06012     | IMPLANT D'ESSAI 2MM GAUCHE             | 1   |
| 11 | XTI06014     | IMPLANT D'ESSAI 4MM GAUCHE             | 1   |
| 12 | XTI06016     | IMPLANT D'ESSAI 6MM GAUCHE             | 1   |
| 13 | XTI06020     | JAUGE D'ESSAI DROITE                   | 1   |
| 14 | XTI06022     | IMPLANT D'ESSAI 2MM DROIT              | 1   |
| 15 | XTI06024     | IMPLANT D'ESSAI 4MM DROIT              | 1   |
| 16 | XTI06026     | IMPLANT D'ESSAI 6MM DROIT              | 1   |
| 17 | XMS01030     | IMPACTEUR                              | 1   |
| 18 | XMS01036     | IMPACTEUR DROIT                        | 1   |
| 19 | XHA01001     | MANCHE AO                              | 1   |
| 20 | XDG01019     | WISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø2.5        | 2   |
| 21 | XDB01020     | FORET Ø1.8                             | 2   |
| 22 | XGA01011     | JAUGE DE PROFONDEUR                    | 1   |
| 23 | XSD01003     | EMBOUT AO T7                           | 2   |
| 24 | XMS01026     | WISEUR COMPRESSEUR                     | 1   |
| 25 | XGA01003     | MESUREUR DE VIS                        | 1   |
| 26 | XDG01018     | WISEUR NON-VERROUILLÉ POUR VIS Ø2      | 2   |
| 27 | XDB01019     | FORET Ø1.5                             | 2   |
| 28 | XRE01022     | FRAISE À CHAMBRER                      | 1   |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-100) ou broche Novastep® (CKW01012) disponible selon votre marché.

(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-150) ou broche Novastep® (CKW01013) disponible selon votre marché.

# Airlock<sup>®</sup>

Systeme d'arthrodèse pour le pied



## Système Airlock® Foot

Airlock®, gamme de plaques d'ostéosynthèse pour l'avant, le médio et l'arrière-pied, en alliage de titane, associe un design de plaque dédié à chaque indication, une épaisseur Low profile, un plot de compression, et un système de vis monoaxial et polyaxial permettant d'assurer une fixation stable et rigide.

La technologie Presslock® offre un trou de compression verrouillé qui assure un montage stable. Elle est disponible sur les plaques Fusion, Lapidus et Lapidus plantaire.



## Plaques Airlock® Foot



### PLAQUES MTP

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL010134  | COURTE – DROITE |
| PL010234  | COURTE – GAUCHE |
| PL010140  | MEDIUM – DROITE |
| PL010240  | MEDIUM – GAUCHE |
| PL010152  | LONGUE – DROITE |
| PL010252  | LONGUE – GAUCHE |



### PLAQUES LISFRANC

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| PL050101  | T – COURTE  |
| PL050102  | T – LONGUE  |
| PL050201  | H – COURTE  |
| PL050202  | H – MEDIUM  |
| PL050203  | H – LARGE   |



### PLAQUES UTILITY

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION    |
|-----------|----------------|
| PL040016  | 2 TROUS, LG 16 |
| PL040022  | 3 TROUS, LG 22 |
| PL040028  | 4 TROUS, LG 28 |
| PL040034  | 5 TROUS, LG 34 |
| PL040040  | 6 TROUS, LG 40 |
| PL040046  | 7 TROUS, LG 46 |



### PLAQUES OSTEOTOMIE BASALE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION            |
|-----------|------------------------|
| PL020100  | CLOSING WEDGE - DROITE |
| PL020200  | CLOSING WEDGE - GAUCHE |
| PL020103  | OPEN WEDGE 3 - DROITE  |
| PL020203  | OPEN WEDGE 3 - GAUCHE  |
| PL020104  | OPEN WEDGE 4 - DROITE  |
| PL020204  | OPEN WEDGE 4 - GAUCHE  |
| PL020105  | OPEN WEDGE 5 - DROITE  |
| PL020205  | OPEN WEDGE 5 - GAUCHE  |

INNOVATION **PRESSLOCK®**  
PLOT DE COMPRESSION VERROUILLÉ  
POUR VIS VERROUILLÉE Ø 3.5 MM.



### PLAQUES FUSION

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL040117  | DROITE - COURTE |
| PL040120  | DROITE - MEDIUM |
| PL040123  | DROITE - LONGUE |
| PL040217  | H – COURTE      |
| PL040220  | H – MEDIUM      |
| PL040223  | H – LONGUE      |




### PLAQUES LAPIDUS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL030301  | COURTE - DROITE |
| PL030302  | COURTE - GAUCHE |
| PL030401  | LONGUE - DROITE |
| PL030402  | LONGUE - GAUCHE |




### PLAQUES LAPIDUS PLANTAIRE

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL080101  | COURTE - DROITE |
| PL080102  | COURTE - GAUCHE |
| PL080201  | LONGUE - DROITE |
| PL080202  | LONGUE - GAUCHE |



**VIS VERROUILLÉES Ø3**

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 10            | SP013010  |
| 12            | SP013012  |
| 14            | SP013014  |
| 16            | SP013016  |
| 18            | SP013018  |
| 20            | SP013020  |
| 22            | SP013022  |
| 24            | SP013024  |
| 26            | SP013026  |
| 28            | SP013028  |
| 30            | SP013030  |



**VIS NON VERROUILLÉES Ø3**

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 10            | SP023010  |
| 12            | SP023012  |
| 14            | SP023014  |
| 16            | SP023016  |
| 18            | SP023018  |
| 20            | SP023020  |
| 22            | SP023022  |
| 24            | SP023024  |
| 26            | SP023026  |
| 28            | SP023028  |
| 30            | SP023030  |



**VIS VERROUILLÉES Ø3.5**


| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 10            | SP013510  |
| 12            | SP013512  |
| 14            | SP013514  |
| 16            | SP013516  |
| 18            | SP013518  |
| 20            | SP013520  |
| 22            | SP013522  |
| 24            | SP013524  |
| 26            | SP013526  |
| 28            | SP013528  |
| 30            | SP013530  |
| 32            | SP013532  |
| 34            | SP013534  |
| 36            | SP013536  |
| 38            | SP013538  |
| 40            | SP013540  |



**VIS NON VERROUILLÉES Ø3.5**

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 10            | SP013510  |
| 12            | SP013512  |
| 14            | SP013514  |
| 16            | SP013516  |
| 18            | SP013518  |
| 20            | SP013520  |
| 22            | SP013522  |
| 24            | SP013524  |
| 26            | SP013526  |
| 28            | SP013528  |
| 30            | SP013530  |
| 32            | SP013532  |
| 34            | SP013534  |
| 36            | SP013536  |
| 38            | SP013538  |
| 40            | SP013540  |

Boîte Airlock® Foot (XTR10040)



BOÎTE/COUVERCLE

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION         | QTÉ |
|---|--------------|---------------------|-----|
| A | ACC1016P0001 | BOÎTE               | 1   |
| B | ACC1016P0003 | COUVERCLE           | 1   |
| C | ACC1002P0008 | PLAQUE SUPPORT PIED | 1   |

INSTRUMENTATION UNIVERSELLE

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------------|-----|
| D | XHA01001     | MANCHE AO                              | 1   |
| E | XGA01002     | JAUGE DE PROFONDEUR                    | 1   |
| F | ACC1016P0004 | SUPPORT POUR BROCHES                   | 1   |
| - | -            | BROCHE Ø1.4 LG150 TR/RD <sup>(1)</sup> | 5   |
| - | -            | BROCHE Ø1.6 LG180 TR/RD <sup>(2)</sup> | 5   |
| G | XKW01002     | BROCHE DE NETTOYAGE Ø1.4               | 1   |

INSTRUMENTATION AIRLOCK®

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                               | QTÉ  |
|----|-----------|-------------------------------------------|------|
| 1  | XSD02002  | EMBOUT AO T8                              | 1    |
| 2  | XPP01003  | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE        | 1    |
| 3  | XGA01003  | MESUREUR DE VIS                           | 1    |
| 4  | XDG01023  | PRESSLOCK® - VISEUR POUR VIS Ø3.5         | 5    |
| 5  | XDG01022  | VISEUR OBLONG POUR VIS Ø3                 | 5    |
| 6  | XDG01021  | VISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø3 ET Ø3.5     | 1    |
| 7  | XDB01021  | FORET Ø2                                  | 1    |
| 8  | XDB01022  | FORET Ø2.5                                | OPT. |
| 9  | XMS01004  | PRÉHENSEUR DE VISEUR                      | 1    |
| 10 | XDG01020  | VISEUR NON-VERROUILLÉ POUR VIS Ø3 ET Ø3.5 | 1    |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-150) ou broche Novastep® (CKW01010) disponible selon votre marché.

(2) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-180) ou broche Novastep® (CKW01004) disponible selon votre marché.

#### FRAISES & CAMBREUR DE PLAQUE

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION        | QTÉ |
|----|-----------|--------------------|-----|
| 11 | XMS01010  | CAMBREUR DE PLAQUE | 2   |
| 12 | XRE01010  | FRAISE CONVEXE Ø18 | 1   |
| 13 | XRE01005  | FRAISE CONVEXE Ø20 | 1   |
| 14 | XRE01006  | FRAISE CONVEXE Ø22 | 1   |
| 15 | XRE01011  | FRAISE CONCAVE Ø18 | 1   |
| 16 | XRE01003  | FRAISE CONCAVE Ø20 | 1   |
| 17 | XRE01004  | FRAISE CONCAVE Ø22 | 1   |

#### INSTRUMENTATION NEXIS®

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                 | QTÉ  |
|----|-----------|---------------------------------------------|------|
| 18 | XSD03001  | EMBOUT DE TOURNEVIS À<br>ERGOT              | 1    |
| 19 | XSD04001  | EMBOUT AO T10                               | 1    |
| 20 | XRE01026  | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 -<br>NEXIS®/ PECA®-C | 1    |
| 21 | XDB01007  | FORET CANULÉ Ø2.7                           | 1    |
| 22 | XDG01009  | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø4                   | 1    |
| 23 | XGA01009  | RÉGLET LG 150                               | 1    |
| 24 | XSD05001  | EMBOUT AO T20                               | OPT. |
| 25 | XRE01008  | FRAISE À CHAMBRER Ø4.9                      | OPT. |
| 26 | XDB01009  | FORET CANULÉ Ø3.2                           | OPT. |
| 27 | XDG01015  | DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø4                   | OPT. |

#### INSTRUMENTATION PECA®-COMPRESSIVE

| #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                            | QTÉ  |
|----|-----------|----------------------------------------|------|
| 28 | XSD09002  | EMBOUT AO EXACT2-T15                   | OPT. |
|    | XDB01030  | FORET CANULÉ Ø3.2                      | OPT. |
| -  | CKW02005  | BROCHE Ø1.6 LG150 TR/RD <sup>(1)</sup> | OPT. |

(1) Broche fournie séparément.

## Plaques d'essai Airlock® Foot

### PLAQUES D'ESSAI MTP (XTR00026)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                      | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------|-----|
| H | ACC1006P0009 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI          | 1   |
| - | XTI01301     | PLAQUE D'ESSAI MTP COURTE GAUCHE | 1   |
| - | XTI01302     | PLAQUE D'ESSAI MTP COURTE DROITE | 1   |
| - | XTI01001     | PLAQUE D'ESSAI MTP MEDIUM GAUCHE | 1   |
| - | XTI01002     | PLAQUE D'ESSAI MTP MEDIUM DROITE | 1   |
| - | XTI01401     | PLAQUE D'ESSAI MTP LONGUE GAUCHE | 1   |
| - | XTI01402     | PLAQUE D'ESSAI MTP LONGUE DROITE | 1   |

### FUSION TRIAL PLATES (XTR00042)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                         | QTÉ |
|---|--------------|-------------------------------------|-----|
| I | ACC1006P0007 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI             | 1   |
| - | XTI04117     | PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE COURTE | 1   |
| - | XTI04120     | PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE MEDIUM | 1   |
| - | XTI04123     | PLAQUE D'ESSAI FUSION DROITE LONGUE | 1   |
| - | XTI04217     | PLAQUE D'ESSAI FUSION H COURTE      | 1   |
| - | XTI04220     | PLAQUE D'ESSAI FUSION H MEDIUM      | 1   |
| - | XTI04223     | PLAQUE D'ESSAI FUSION H LONGUE      | 1   |

### LISFRANC TRIAL PLATES (XTR00038)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                      | QTÉ |
|---|--------------|----------------------------------|-----|
| J | ACC1006P0012 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI          | 1   |
| - | XTI05010     | PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H COURTE | 1   |
| - | XTI05020     | PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H MEDIUM | 1   |
| - | XTI05030     | PLAQUE D'ESSAI LISFRANC H LONGUE | 1   |
| - | XTI05040     | PLAQUE D'ESSAI LISFRANC T COURTE | 1   |
| - | XTI05050     | PLAQUE D'ESSAI LISFRANC T LONGUE | 1   |

### LAPIDUS & PLANTAR LAPIDUS TRIAL PLATES (XTR00050)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                                    | QTÉ |
|---|--------------|------------------------------------------------|-----|
| K | ACC1006P0011 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI                        | 1   |
| - | XTI03301     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS COURTE DROITE           | 1   |
| - | XTI03302     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS COURTE GAUCHE           | 1   |
| - | XTI03401     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS LONGUE DROITE           | 1   |
| - | XTI03402     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS LONGUE GAUCHE           | 1   |
| - | XTI08101     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE COURTE DROITE | 1   |
| - | XTI08102     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE COURTE GAUCHE | 1   |
| - | XTI08201     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE LONGUE DROITE | 1   |
| - | XTI08202     | PLAQUE D'ESSAI LAPIDUS PLANTAIRE LONGUE GAUCHE | 1   |


### UTILITY TRIAL PLATES (XTR00025)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                    | QTÉ |
|---|--------------|--------------------------------|-----|
| L | ACC1006P0010 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI        | 1   |
| - | XTI04016     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 2 TROUS | 1   |
| - | XTI04022     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 3 TROUS | 1   |
| - | XTI04028     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 4 TROUS | 1   |
| - | XTI04034     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 5 TROUS | 1   |
| - | XTI04040     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 6 TROUS | 1   |
| - | XTI04046     | PLAQUE D'ESSAI UTILITY 7 TROUS | 1   |

### OPEN WEDGES (XTR00022)

| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|---|--------------|------------------------------------------|-----|
| M | ACC1006P0008 | SUPPORT PLAQUES D'ESSAI                  | 1   |
| - | XTI02010     | PLAQUE D'ESSAI MT CLOSING WEDGE GAUCHE   | 1   |
| - | XTI02013     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 3 GAUCHE | 1   |
| - | XTI02014     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 4 GAUCHE | 1   |
| - | XTI02015     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 5 GAUCHE | 1   |
| - | XTI02020     | PLAQUE D'ESSAI MT CLOSING WEDGE DROITE   | 1   |
| - | XTI02023     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 3 DROITE | 1   |
| - | XTI02024     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 4 DROITE | 1   |
| - | XTI02025     | PLAQUE D'ESSAI MT OPENING WEDGE 5 DROITE | 1   |

## Boîte distracteurs (XTR10050)



| #  | RÉFÉRENCE               | DESCRIPTION                                                     | QTÉ |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| K  | ACC1016P0002            | BOÎTE DISTRACTEURS                                              | 1   |
| L  | ACC1016P0005            | SUPPORT DE BROCHE                                               | 1   |
| -  | SKW04001 <sup>(1)</sup> | BROCHE FILETÉE Ø2.5 –<br>DISTRACTEUR OPENING WEDGE<br>- STÉRILE | 4   |
| -  | SKW05003 <sup>(1)</sup> | BROCHE FILETÉE Ø1.6 LG 140<br>TR/RD - STÉRILE                   | 5   |
| -  | SKW05004 <sup>(1)</sup> | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG 140<br>TR/RD - STÉRILE                   | 5   |
| 29 | XFP01006                | DISTRACTEUR BRAS FERMÉS                                         | 1   |
| 30 | XFP01008                | DISTRACTEUR BRAS OUVERTS                                        | 1   |
| 31 | XFP01011                | DISTRACTEUR OPENING WEDGE                                       | 1   |
| 32 | XFP01012                | PINCE COMPRESSIVE                                               | 1   |

# Airlock<sup>®</sup> Ankle

Système d'arthrodèse  
pour la cheville



## Système Airlock® Ankle

Les plaques d'arthrodèse antérieure de cheville Airlock®, fabriquées en alliage de titane, permettent la fusion de l'articulation tibio-talienne.

Elles sont disponibles en versions mini et medium, en options droite et gauche, avec un design optimisé visant à réduire l'incision tibiale initiale et à préserver les tissus mous.



## Plaques Airlock® Ankle



### PLAQUES ANTÉRIEURES MINI

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL090110  | COURTE – DROITE |
| PL090210  | COURTE – GAUCHE |



### PLAQUES ANTÉRIEURES MEDIUM


| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION     |
|-----------|-----------------|
| PL090140  | MEDIUM - DROITE |
| PL090240  | MEDIUM - GAUCHE |

## Vis Airlock® Ankle



### VIS POLYAXIALES VERROUILLÉES Ø4


| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 16            | SP014016  |
| 18            | SP014018  |
| 20            | SP014020  |
| 22            | SP014022  |
| 24            | SP014024  |
| 26            | SP014026  |
| 28            | SP014028  |
| 30            | SP014030  |
| 32            | SP014032  |
| 34            | SP014034  |
| 36            | SP014036  |
| 38            | SP014038  |
| 40            | SP014040  |
| 42            | SP014042  |
| 44            | SP014044  |
| 46            | SP014046  |
| 48            | SP014048  |
| 50            | SP014050  |
| 55            | SP014055  |
| 60            | SP014060  |



### VIS NON VERROUILLÉES Ø4

| LONGUEUR (mm) | RÉFÉRENCE |
|---------------|-----------|
| 16            | SP044016  |
| 18            | SP044018  |
| 20            | SP044020  |
| 22            | SP044022  |
| 24            | SP044024  |
| 26            | SP044026  |
| 28            | SP044028  |
| 30            | SP044030  |
| 32            | SP044032  |
| 34            | SP044034  |
| 36            | SP044036  |
| 38            | SP044038  |
| 40            | SP044040  |
| 42            | SP044042  |
| 44            | SP044044  |
| 46            | SP044046  |
| 48            | SP044048  |
| 50            | SP044050  |
| 55            | SP044055  |
| 60            | SP044060  |


## Instrumentation Airlock® Ankle



### INSTRUMENTATION AIRLOCK® ANKLE

| NO. | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|-----|--------------|-------------------------------------------|-----|
| -   | ACC1022P0001 | BOITE                                     | 1   |
| -   | ACC1022P0003 | COUVERCLE                                 | 1   |
| 1   | XMS01043     | FENÊTRE DE CENTRAGE                       | 1   |
| 2   | XMS01044-3   | FENÊTRE TIBIO-TALIENNE                    | 1   |
| 3   | SKW09001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT - GUIDE DE COUPE | 6   |
| 4   | XMS01042     | CHÂSSIS GUIDE DE COUPE                    | 1   |
| 5   | XMS01045     | DISPOSITIF DE CENTRAGE                    | 1   |
| 6   | XTI09110     | PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI DROITE     | 1   |
| 6   | XTI09210     | PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI GAUCHE     | 1   |
| 7   | XTI09140     | PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM DROITE   | 1   |
| 7   | XTI09240     | PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM GAUCHE   | 1   |
| 8   | XMS01048     | CAMBREUR DE PLAQUE PROXIMAL               | 1   |
| 8   | XMS01049     | CAMBREUR DE PLAQUE DISTAL                 | 1   |
| 9   | XPP01006     | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE        | 2   |

| NO. | RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|-----|------------|------------------------------------------|-----|
| 10  | XDG01025   | VISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7  | 3   |
| 11  | XDG01026   | VISEUR OBLONG POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7      | 1   |
| 12  | XDG01031   | VISEUR POLYAXIAL POUR VIS Ø 4            | 1   |
| 13  | XDB01026   | FORET Ø 2.8                              | 3   |
| 14  | XGA01012   | JAUGE DE PROFONDEUR                      | 1   |
| 15  | XHA01002   | MANCHE AO À CLIQUET                      | 1   |
| 16  | XSD08001   | EMBOUT AO T15                            | 2   |
| 17  | XDG01038   | VISEUR QUICK DRILL TIBIO-TALIEN - DROIT  | 1   |
| 18  | XDG01039   | VISEUR QUICK DRILL TIBIO-TALIEN - GAUCHE | 1   |
| 19  | XMS01022-4 | CANON - NEXIS® Ø 7                       | 1   |



#### INSTRUMENTATION NEXIS® Ø7

| NO. | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                              | QTÉ |
|-----|--------------|------------------------------------------|-----|
| -   | ACC1022P0002 | PLATEAU SUPÉRIEUR                        | 1   |
| 1   | XKW01003     | BROCHE DE NETTOYAGE Ø 1.6                | 1   |
| 2   | ACC1000P0003 | TUBE À BROCHE LONG                       | 1   |
| -   | -            | BROCHE Ø 2.2 LG 200 TR/RD <sup>(1)</sup> | 5   |
| -   | SKW05004     | BROCHE Ø 2.5 LG 140 TR/RD - STÉRILE      | 3   |
| 3   | XDG01016     | DOUBLE VISEUR POUR VISØ 7                | 1   |
| 4   | XDB01010     | FORET CANULÉ Ø 4.8                       | 1   |
| 5   | XGA01007     | RÉGLET LG 180/200                        | 1   |
| 6   | XSD06003     | EMBOUT LARGE T25                         | 1   |
| 7   | XRE01009     | FRAISE À CHAMBRERØ 6                     | 1   |
| 8   | XSD06002     | EMBOUT AO LARGE PLEIN T25                | 1   |
| 9   | XHA01006     | ADAPTATEUR AO - 1/4 HEX                  | 1   |
| 10  | XFP01008     | DISTRIBUTEUR BRAS OUVERTS                | 1   |
| 11  | XHA01004     | MANCHE AO LARGE EN T À CLIQUET           | 1   |
| 12  | XHA01003     | MANCHE AO LARGE DROIT                    | 1   |

#### LAMES DE SCIE

| # | RÉFÉRENCE                 | DESCRIPTION                                                 | QTÉ |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| - | 71.34.0751 <sup>(2)</sup> | LAME DE SCIE STÉRILE 100 X 17 X 1,27<br>CONNECTIQUE STRYKER | 2   |
| - | 71.34.0095 <sup>(2)</sup> | LAME DE SCIE STÉRILE 100 X 17 X 1,27<br>CONNECTIQUE SYNTHES | 2   |

(1) Broche fournie séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-22-200) ou broche Novastep® (CKW01011) disponible selon votre marché.

(2) Lame de scie fournie séparément



Lync<sup>®</sup>






## Correction des orteils en griffes Lync®

L'implant intramédullaire Lync® est destiné à l'arthrodèse des phalanges des articulations interphalangiennes proximale et distale du pied. Il est particulièrement recommandé pour le traitement des orteils en griffe. Sa conception antirotative réduit les risques de rotation. Sa capacité d'expansion et sa géométrie crantée permettent un ancrage per-opératoire important limitant ainsi le risque d'arrachement et de migration.

### IMPLANTS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| CM010030  | LYNC® - S0  |
| CM010031  | LYNC® - S10 |
| CM010010  | LYNC® - M0  |
| CM010011  | LYNC® - M10 |
| CM010040  | LYNC® - DIP |

## Module Lync® (XTR00005)



| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION       | QTÉ |
|---|--------------|-------------------|-----|
| 1 | ACC1001P0004 | MODULE            | 1   |
| 2 | XFP04001     | PINCE             | 1   |
| 3 | XDB01003     | FORET Ø2.3        | 1   |
| 4 | XRE01002     | FRAISE À SURFACER | 1   |
| 5 | XRA01002     | RÂPE              | 1   |

# Arcad<sup>®</sup>





## Agrafes compressives d'ostéosynthèse Arcad®

Les agrafes compressives d'ostéosynthèse Arcad® en Nitinol- sont indiquées pour la correction des déformations osseuses (hallux valgus, déformations des petits rayons, déformation de l'orteil en marteau, coalitions, déformation du pied rhumatoïde, pied cavovarus, pied plat), et le traitement de la raideur de l'articulation du pied (hallux rigidus, arthrite du pied).


Conçues pour offrir une facilité et rapidité de pose, les agrafes à mémoire de forme apportent une compression dynamique au niveau des sites d'ostéotomies ou d'arthrodèses.

### IMPLANTS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | LARGEUR DU DOS (mm) | LONGUEUR DES BRANCHES (mm) | SECTION DES BRANCHES (mm) |
|-----------|-------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| CS020808  | 08-08-08    | 8                   | 8-8                        | 1.2 x 1.5                 |
| CS010909  | 10-09-09    | 10                  | 9-9                        | 1.2 x 1.5                 |
| CS011214  | 10-12-14    | 10                  | 12-14                      | 1.2 x 1.5                 |
| CS011416  | 10-14-16    | 10                  | 14-16                      | 1.2 x 1.5                 |
| CS011518  | 10-15-18    | 10                  | 15-18                      | 1.2 x 1.5                 |
| CS031212  | 10-12-12    | 15                  | 12-12                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS031414  | 15-14-14    | 15                  | 14-14                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS041212  | 18-12-12    | 18                  | 12-12                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS041414  | 18-14-14    | 18                  | 14-14                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS041416  | 18-14-16    | 18                  | 14-16                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS041618  | 18-16-18    | 18                  | 16-18                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS041818  | 18-18-18    | 18                  | 18-18                      | 1.3 x 1.8                 |
| CS051818  | 20-18-18    | 20                  | 18-18                      | 2.5 x 1.6                 |
| CS062020  | 25-20-20    | 25                  | 20-20                      | 2.5 x 1.6                 |

## Module Arcad® 10


Peut être ajouté aux boîtes ForefootExact ou ForefootCOMPLETE



| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                           | QTÉ |
|---|--------------|---------------------------------------|-----|
| - | ACC1001P0003 | MODULE                                | 1   |
| 1 | XFP03001     | PINCE - ARCAD® 10                     | 1   |
| 2 | XDG01001     | WISEUR - ARCAD® 10                    | 1   |
| 3 | XDB01008     | FORET Ø2                              | 1   |
| 4 | XFP02001     | IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES INCLINÉES | 1   |
| 5 | XMS01002     | IMPACTEUR                             | 1   |
| 6 | XPP01001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø2           | 2   |
| 7 | XFP05001     | IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES DROITES   | 1   |

## Module Arcad® 8/10/15/18


Peut être ajouté aux boîtes ForefootExact ou ForefootCOMPLETE



| # | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION             | QTÉ | #  | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|---|--------------|-------------------------|-----|----|-----------|-----------------------------|-----|
| - | ACC1005P0006 | MODULE                  | 1   | 6  | XMS01002  | IMPACTEUR                   | 1   |
| 1 | XFP03003     | PINCE - ARCAD® 15       | 1   | 7  | XPP01001  | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø2 | 2   |
| 2 | XFP0300      | PINCE - ARCAD® 18       | 1   | 8  | XDG01002  | WISEUR - ARCAD® 8           | 1   |
| 3 | XDB01002D*   | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE | 2   | 9  | XDG01001  | WISEUR - ARCAD® 10          | 1   |
| 4 | XDG01003     | WISEUR - ARCAD® 15      | 1   | 10 | XFP03002  | PINCE - ARCAD® 8            | 1   |
| 5 | XDG0100      | WISEUR - ARCAD® 18      | 1   | 11 | XFP03001  | PINCE - ARCAD® 10           | 1   |

## Module Arcad® 15/18/20/25


Peut être ajouté à la boîte d'arrière-pied



| #  | RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION                 | QTÉ |
|----|--------------|-----------------------------|-----|
| 7  | ACC1005P0007 | MODULE                      | 1   |
| 8  | XDG01003     | WISEUR - ARCAD® 15          | 1   |
| 8  | XDG01004     | WISEUR - ARCAD® 18          | 1   |
| 9  | XDG01005     | WISEUR - ARCAD® 20          | 1   |
| 9  | XDG01006     | WISEUR - ARCAD® 25          | 1   |
| 10 | XPP01001     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø2 | 2   |
| 11 | XPP01002     | BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø3 | 2   |
| 12 | XMS01002     | IMPACTEUR                   | 1   |
| 10 | XDB01008     | FORET Ø2                    | 1   |
| 11 | XDB01004     | FORET Ø3                    | 1   |
| 13 | XFP03003     | PINCE - ARCAD® 15           | 1   |
| 13 | XFP03004     | PINCE - ARCAD® 18           | 1   |
| 14 | XFP03005     | PINCE - ARCAD® 20           | 1   |
| 14 | XFP03006     | PINCE - ARCAD® 25           | 1   |

# Agrafes statiques





## Système d'agrafes statiques

La gamme d'agrafes statiques en acier inoxydable apporte de la stabilisation lors des ostéotomies de varisation de l'hallux valgus.

### IMPLANTS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|-----------|-------------|
| FS010008  | 26° - 8MM   |
| FS010010  | 26° - 10MM  |
| FS010108  | 90° - 8MM   |
| FS010110  | 90° - 10MM  |

### INSTRUMENTATION

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                       |
|-----------|-----------------------------------|
| XFP02001  | PINCE AGRAFES STATIQUES INCLINÉES |
| XMS01002  | IMPACTEUR                         |
| XFP05001  | PINCE AGRAFES STATIQUES DROITES   |

# ToeGrip®





## Implant interphalangien ToeGrip®


Le ToeGrip est le premier implant interphalangien en PEEK. Il consiste en un implant monobloc doté de trois bras flexibles intramédullaires insérés dans chaque partie de phalange. Il se décline en 2 versions :

- Le ToeGrip® Classic : les bras sont reliés par un profilé en forme de T. Le concept de fixation repose sur une insertion en force (press-fit) de l'implant grâce à sa forme effilée et aux macrostructures solidement ancrées une fois impactées, évitant ainsi tout déplacement de l'implant. L'implant ToeGrip® Classic est destiné à un usage unique et est disponible dans une gamme de 5 tailles avec 3 angulations possibles : 0°, 10° ou 20°.
- Le ToeGrip® EVO : les bras sont reliés par une structure cylindrique avec un décalage de hauteur sagittale entre la phalange proximale et distale pour reproduire l'anatomie de l'orteil. L'ancrage de l'implant repose sur un contact à ajustement serré, soutenu par sa forme effilée et ses macrostructures, qui se sont solidement ancrées une fois impactées.

### IMPLANTS


| RÉFÉRENCE | TAILLE | DESCRIPTION                      |
|-----------|--------|----------------------------------|
| TGLL00    | L 00°  | ToeGrip® Classic LARGE 0°        |
| TGLL10    | L 10°  | ToeGrip® Classic LARGE 10°       |
| TGLL20    | L 20°  | ToeGrip® Classic LARGE 20°       |
| TGMM00    | M 00°  | ToeGrip® Classic MEDIUM 0°       |
| TGMM10    | M 10°  | ToeGrip® Classic MEDIUM 10°      |
| TGMM20    | M 20°  | ToeGrip® Classic MEDIUM 20°      |
| TGSS00    | S 00°  | ToeGrip® Classic SMALL 0°        |
| TGSS10    | S 10°  | ToeGrip® Classic SMALL 10°       |
| TGSS20    | S 20°  | ToeGrip® Classic SMALL 20°       |
| TGXS00    | XS 00° | ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 0°  |
| TGXS10    | XS 10° | ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 10° |
| TGXS20    | XS 20° | ToeGrip® Classic EXTRA-SMALL 20° |
| TGEMM00   | M 00°  | ToeGrip® EVO MEDIUM 0°           |
| TGEMM10   | M 10°  | ToeGrip® EVO MEDIUM 10°          |
| TGESS00   | S 00°  | ToeGrip® EVO SMALL 0°            |
| TGESS10   | S 10°  | ToeGrip® EVO SMALL 10°           |
| TGEXS00   | XS 00° | ToeGrip® EVO EXTRA-SMALL 0°      |
| TGEXS10   | XS 10° | ToeGrip® EVO EXTRA-SMALL 10°     |

ToeGrip® Classic



| # | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                   | QTÉ | #  | RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                         | QTÉ |
|---|-----------|-------------------------------|-----|----|----------------|-------------------------------------|-----|
| 1 | HV9010    | MANCHE AO                     | 1   | 8  | TG0240-SS      | COMPACTEUR P1 - S - EMBOUT AO       | 1   |
| 2 | TG0006    | PORTE-IMPLANT TAILLE S        | 1   | 8  | TG0240-STARTER | COMPACTEUR P1 - STARTER - EMBOUT AO | 1   |
| 3 | TG0007    | PORTE-IMPLANT TAILLE M        | 1   | 8  | TG0240-XS      | COMPACTEUR P1 - XS - EMBOUT AO      | 1   |
| 4 | TG0008    | PORTE-IMPLANT TAILLE L        | 1   | 9  | TG0241-LL      | COMPACTEUR P2 - L - EMBOUT AO       | 1   |
| 5 | TG0009    | PORTE-IMPLANT TAILLE XS       | 1   | 9  | TG0241-MM      | COMPACTEUR P2 - M - EMBOUT AO       | 1   |
| 6 | TG0010    | FRAISE À CALCAR               | 1   | 9  | TG0241-SS      | COMPACTEUR P2 - S - EMBOUT AO       | 1   |
| 7 | TG0203    | FOURCHETTE DE RÉDUCTION       | 1   | 9  | TG0241-STARTER | COMPACTEUR P2 - STARTER - EMBOUT AO | 1   |
| 8 | TG0240-LL | COMPACTEUR P1 - L - EMBOUT AO | 1   | 9  | TG0241-XS      | COMPACTEUR P2 - XS - EMBOUT AO      | 1   |
| 8 | TG0240-MM | COMPACTEUR P1 - M - EMBOUT AO | 1   | 10 | TG1013         | TOEGRIP ANCILLAIRE À INSTRUMENTS    | 1   |


ToeGrip® EVO



| # | RÉFÉRENCE      | DESCRIPTION                         | QTÉ | # | RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                          | QTÉ |
|---|----------------|-------------------------------------|-----|---|-----------|--------------------------------------|-----|
| 1 | HV9010         | MANCHE AO                           | 1   | 6 | TG0021    | PORTE IMPLANT S 0°                   | 1   |
| 2 | TG0010         | FRAISE À CALCAR                     | 1   | 7 | TG0022    | PORTE IMPLANT M 0°                   | 1   |
| 3 | TG0203         | FOURCHETTE DE RÉDUCTION             | 1   | 5 | TG0025    | PORTE IMPLANT XS 10°                 | 1   |
| 4 | TG0240-MM      | COMPACTEUR P1 - M - EMBOUT AO       | 1   | 6 | TG0026    | PORTE IMPLANT S 10°                  | 1   |
| 4 | TG0240-SS      | COMPACTEUR P1 - S - EMBOUT AO       | 1   | 7 | TG0027    | PORTE IMPLANT M 10°                  | 1   |
| 4 | TG0240-STARTER | COMPACTEUR P1 - STARTER - EMBOUT AO | 1   | 8 | TG9010    | TOEGRIP EVO ANCILLAIRE À INSTRUMENTS | 1   |
| 4 | TG0240-XS      | COMPACTEUR P1 - XS - EMBOUT AO      | 1   | - | TG0040    | UNIVERSAL HOLDER                     | 1   |
| 5 | TG0020         | PORTE IMPLANT XS 0°                 | 1   |   |           |                                      |     |



# EXray<sup>®</sup>





## Broche filetée sécable EXray® 20

La vis EXRAY® 20 a été développée comme une vis sécable. La broche se compose d'une pointe trocart, d'une partie filetée et d'un diamètre plus étroit pouvant être connecté à un outil électrique de chirurgie.

L'EXRAY® 20 a un filetage continu non compressif Ø2,5 mm. Les 3 marquages sont positionnés à 15 mm, 20 mm et 25 mm. La longueur totale de la partie filetée est de 30 mm. Une fois implantée, l'excédent de longueur est enlevé à l'aide d'une lame de scie.

Les broches filetées EXRAY® 20 sont fabriquées en PEEK selon la norme ASTM F2026.

### IMPLANTS

| RÉFÉRENCE | TAILLE | DESCRIPTION                       |
|-----------|--------|-----------------------------------|
| PW2060    | L 60   | BROCHE FILETEE SECABLE PEEK 60 MM |



## Vis en PEEK EXray® 30


Les vis de compression EXRAY® 30 ont une âme de Ø2 mm et un diamètre extérieur de 3 mm. Elles sont fabriquées en PEEK selon la norme ASTM F2026.

Les vis en PEEK sont radiotransparentes, ont un module d'élasticité proche de celui de l'os.

Perçage et taraudage obligatoires, préparation de la première corticale obligatoire. Empreinte hexalobulaire T7s.

### IMPLANTS


| RÉFÉRENCE | TAILLE (mm) | DESCRIPTION                             |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| HVP3011   | L 11        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 11 MM |
| HVP3013   | L 13        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 13 MM |
| HVP3015   | L 15        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 15 MM |
| HVP3017   | L 17        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 17 MM |
| HVP3019   | L 19        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 19 MM |
| HVP3021   | L 21        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 21 MM |
| HVP3023   | L 23        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 23 MM |
| HVP3025   | L 25        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 25 MM |
| HVP3027   | L 27        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 27 MM |
| HVP3029   | L 29        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 29 MM |
| HVP3031   | L 31        | VIS CANULEE AUTO-COMPRESSIVE PEEK 31 MM |



| # | RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                       | QTÉ | #  | RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                               | QTÉ |
|---|------------|-----------------------------------|-----|----|------------|-------------------------------------------|-----|
| 1 | AO2.0ST100 | MÈCHE AO DIAM.2.0MM               | 1   | 8  | HV9131-013 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 13 MM               | 1   |
| 2 | HV9005     | MESUREUR SUR BROCHE Ø0.8MM & Ø1MM | 1   | 8  | HV9131-015 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 15 MM               | 1   |
| 3 | HV9010     | MANCHE AO                         | 1   | 8  | HV9131-017 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 17 MM               | 1   |
| 4 | HV9011-1   | CONTENEUR POUR BROCHES            | 1   | 8  | HV9131-019 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 19 MM               | 1   |
| 5 | HV9016     | EXTRACTEUR DE VIS                 | 1   | 8  | HV9131-021 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 21 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-013 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 13 MM   | 1   | 8  | HV9131-023 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 23 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-015 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 15 MM   | 1   | 8  | HV9131-025 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 25 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-017 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 17 MM   | 1   | 8  | HV9131-027 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 27 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-019 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 19 MM   | 1   | 8  | HV9131-029 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 29 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-021 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 21 MM   | 1   | 8  | HV9131-031 | TARAUDEUR CANULÉ Ø2 X 31 MM               | 1   |
| 6 | HV9040-023 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 23 MM   | 1   | 9  | HV9140     | TOURNEVIS LONG CANULÉ T7                  | 1   |
| 6 | HV9040-025 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 25 MM   | 1   | -  | KW10100TR  | BROCHE DIAMÈTRE 1.0MM ET LG 100MM EN INOX | 1   |
| 6 | HV9040-027 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 27 MM   | 1   | 10 | PW9010     | CANON DE PROTECTION                       | 1   |
| 6 | HV9040-029 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 29 MM   | 1   | 11 | HV9020     | JAUGE DE PROFONDEUR                       | 1   |
| 6 | HV9040-031 | MÈCHE ÉTAGÉE CANULÉE Ø2 X 31 MM   | 1   | 12 | HV9115-001 | EXRAY ANCILLAIRE À INSTRUMENTS            | 1   |
| 7 | HV9050     | EXTRACTEUR DE VIS                 | 1   |    |            |                                           |     |



# **Autres Produits**



## Broches

Les broches à usage orthopédique permettent un maintien de la correction après arthrodèse ou ostéotomie ainsi qu'un positionnement précis des vis et implants canulés. Elles peuvent également être utilisées en association avec les instruments canulés nécessaires au déroulé de l'intervention chirurgicale (fraises, forets, tournevis...).

| Ø    | LONGUEUR | RÉFÉRENCE | RÉFÉRENCE ÉQUIVALENTE | DESCRIPTION                              | COMPOSITION      |
|------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|
| Ø0.9 | 80       | CKW01009  | 33-T10-R-09-080       | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/RD                   | ACIER INOXYDABLE |
| Ø0.9 | 80       | CKW01018  | 33-T10-T10-09-080     | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/TR                   | ACIER INOXYDABLE |
| Ø0.9 | 80       | CKW02001  | -                     | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/RD CRCO              | CRCO             |
| Ø0.9 | 80       | CKW02002  | -                     | BROCHE Ø0.9 LG80 TR/TR CRCO              | CRCO             |
| Ø0.9 | 100      | CKW01001  | -                     | BROCHE Ø0.9 LG100 TR/TR                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø0.9 | 100      | CKW01008  | 33-T10-R-09-100       | BROCHE Ø0.9 LG100 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.0 | 80       | CKW01016  | 33-T10-R-10-080       | BROCHE Ø1 LG80 TR/RD                     | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.0 | 150      | CKW02004  | -                     | BROCHE Ø1 LG150 TR/RD CRCO               | CRCO             |
| Ø1.2 | 80       | CKW01017  | 33-T10-R-12-080       | BROCHE Ø1.2 LG80 TR/RD                   | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.2 | 80       | CKW02008  | -                     | BROCHE Ø1.2 LG80 TR/RD CRCO              | CRCO             |
| Ø1.2 | 100      | CKW02007  | -                     | BROCHE Ø1.2 LG100 TR/RD CRCO             | CRCO             |
| Ø1.2 | 100      | CKW01014  | 33-T10-R-12-100       | BROCHE Ø1.2 LG100 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.2 | 150      | CKW01015  | 33-T10-R-12-150       | BROCHE Ø1.2 LG150 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.4 | 100      | CKW01002  | 33-T10-R-14-100       | BROCHE Ø1.4 LG100 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.4 | 100      | CKW02006  | -                     | BROCHE Ø1.4 LG100 TR/RD CRCO             | CRCO             |
| Ø1.4 | 150      | CKW01010  | 33-T10-R-14-150       | BROCHE Ø1.4 LG150 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.4 | 150      | CKW02005  | -                     | BROCHE Ø1.4 LG150 TR/RD CRCO             | CRCO             |
| Ø1.4 | 150      | CKW07001  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø1.4 LG150 TR/TR CRCO     | CRCO             |
| Ø1.6 | 140      | CKW05003  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø1.6 LG140                | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.6 | 140      | SKW05003  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø1.6 LG140 - STÉRILE      | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.6 | 150      | CKW01003  | 33-T10-R-16-150       | BROCHE Ø1.6 LG150 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.6 | 180      | CKW01004  | 33-T10-R-16-180       | BROCHE Ø1.6 LG180 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø1.8 | 140      | CKW01022  | -                     | BROCHE Ø1.8 LG140 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.0 | 100      | CKW01012  | 33-T10-R-20-100       | BROCHE Ø2 LG100 TR/RD                    | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.0 | 150      | CKW01013  | 33-T10-R-20-150       | BROCHE Ø2 LG150 TR/RD                    | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.0 | 200      | CKW01007  | 33-T10-R-20-200       | BROCHE Ø2 LG200 TR/RD                    | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.2 | 70       | CKW05006  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.2 LG70 TR/RD           | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.2 | 70       | SKW05006  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.2 LG70 TR/RD - STÉRILE | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.2 | 200      | CKW01011  | -                     | BROCHE Ø2.2 LG200 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 80       | CKW04001  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG80                 | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 80       | SKW04001  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG80 - STÉRILE       | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 128      | CKW06002  | -                     | BROCHE DE TRACTION Ø2.5 LG 128           | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 128      | SKW06002  | -                     | BROCHE DE TRACTION Ø2.5 LG 128 - STÉRILE | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 140      | CKW05004  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG140                | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 140      | SKW05004  | -                     | BROCHE FILETÉE Ø2.5 LG140 - STÉRILE      | ACIER INOXYDABLE |
| Ø2.5 | 200      | CKW01005  | 33-T10-R-25-200       | BROCHE Ø2.5 LG200 TR/RD                  | ACIER INOXYDABLE |
| Ø5.0 | 200      | CKW03002  | -                     | BROCHE DE RÉDUCTION                      | ACIER INOXYDABLE |

## Distributeur d'implants

Le distributeur d'implants ergonomique est conçu pour maximiser le nombre total d'implants à votre disposition tout en limitant son encombrement en salle d'opération. Le distributeur d'implants est personnalisable et modulaire par gamme de produits.

Disponible en 2 ou 4 tiroirs, en taille standard ou haute, le distributeur d'implants permet le stockage de 44 boîtes d'implants de taille S ou de 22 boîtes d'implants de taille M



## Instrumentation à usage unique

Différentes instrumentations à usage unique stérile sont disponibles pour vous permettre d'opérer à tout moment dans les meilleures conditions. C'est également une solution de secours en cas d'ancillaires non stériles ou défectueux.

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SUI01001  | INSTRUMENTATION À USAGE UNIQUE<br>NEXIS® Ø2 À Ø2.9                             |
| SUI01002  | INSTRUMENTATION À USAGE UNIQUE NEXIS® Ø4                                       |
| SUI02001  | INSTRUMENTATION À USAGE UNIQUE AIRLOCK® - (SANS LA<br>TAECHNOLOGIE PRESSLOCK®) |
| XDB01001D | FORET CANULÉ Ø1.75 À USAGE UNIQUE                                              |
| XDB01002D | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE                                                        |
| XDB01003D | FORET Ø2.3 À USAGE UNIQUE                                                      |
| XDB01004D | FORET Ø3 À USAGE UNIQUE                                                        |
| XDB01007D | FORET CANULÉ Ø2.7 À USAGE UNIQUE                                               |
| XDB01009D | FORET CANULÉ Ø3.2 À USAGE UNIQUE                                               |
| XDB01010D | FORET CANULÉ Ø4.8 À USAGE UNIQUE                                               |
| XDB01017D | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE                                                        |
| XDB01018D | FORET Ø3.2 À USAGE UNIQUE                                                      |
| XDB01019D | FORET Ø1.5 À USAGE UNIQUE                                                      |
| XDB01020D | FORET Ø1.8 À USAGE UNIQUE                                                      |
| XDB01021D | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE                                                        |
| XDB01022D | FORET Ø2.5 À USAGE UNIQUE                                                      |
| XPP01003D | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE À USAGE UNIQUE                              |
| XPP01005D | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE À USAGE UNIQUE                              |
| XRE01001D | FRAISE À CHAMBRER Ø2.75 À USAGE UNIQUE                                         |
| XRE01026D | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 À USAGE UNIQUE                                          |

### FORETS ÉTAGÉS

Instrumentation Nexis® 2 en 1 : Fraise à chamberer et foret (Acier inoxydable)

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|
| XDB02005  | FORET PLEIN ÉTAGÉ Ø1.85 LG 18                     |
| XDB02006  | FORET PLEIN ÉTAGÉ Ø1.85 LG 23                     |
| XDB02007  | FORET PLEIN ÉTAGÉ Ø1.85 LG 28                     |
| XDB01011  | FORET CANULÉ ÉTAGÉ Ø1.85 LG 27                    |
| XDB01012  | FORET CANULÉ ÉTAGÉ Ø1.85 LG 31                    |
| XDB01014  | FORET CANULÉ ÉTAGÉ Ø1.8 LG 12                     |
| XDB01015  | FORET CANULÉ ÉTAGÉ Ø1.8 LG 17                     |
| XDB01016  | FORET CANULÉ ÉTAGÉ Ø1.8 LG 23                     |
| XDB01009D | FORET CANULÉ Ø3.2 À USAGE UNIQUE                  |
| XDB01010D | FORET CANULÉ Ø4.8 À USAGE UNIQUE                  |
| XDB01017D | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE                           |
| XDB01018D | FORET Ø3.2 À USAGE UNIQUE                         |
| XDB01019D | FORET Ø1.5 À USAGE UNIQUE                         |
| XDB01020D | FORET Ø1.8 À USAGE UNIQUE                         |
| XDB01021D | FORET Ø2 À USAGE UNIQUE                           |
| XDB01022D | FORET Ø2.5 À USAGE UNIQUE                         |
| XPP01003D | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE À USAGE UNIQUE |
| XPP01005D | BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE À USAGE UNIQUE |
| XRE01001D | FRAISE À CHAMBRER Ø2.75 À USAGE UNIQUE            |
| XRE01026D | FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 À USAGE UNIQUE             |

### KIT D'ABLATION

Kit de tournevis hexagonaux et hexalobulaire pour ablation.

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                |
|-----------|----------------------------|
| XSD07001  | EMBOUT AO HEXAGONAL 1.8    |
| XSD07002  | EMBOUT AO HEXAGONAL 2.0    |
| XSD01001  | EMBOUT AO HEXALOBULAIRE T7 |
| XSD02001  | EMBOUT AO HEXALOBULAIRE T8 |

### DIVERS

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                |
|-----------|----------------------------|
| XSD01002  | EMBOUT AO T7 –NON RÉTENTIF |



**ENOVIS™ - NOVATEP® SAS**

**T + 33 (0) 2 99 33 86 50 | F + 33 (0) 9 70 29 18 95**

**2, Allée Jacques Frimot | 35000 RENNES**

**contact-intfa@enovis.com**

**www.fr.novastep.life**

Référence: Mul-C01-Ed5-07-26-FR

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.

Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.