


# NEXIS® AVANT-PIED TRAY OVERHEAD GUIDE

**enovis**™



## INSTRUMENTATION UNIVERSELLE

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	BOITE	ACC1001P0001	1
-	COUVERCLE	ACC1001P0002	1
1	DAVIER DE SCARF*	XFP01001	1
2	DAVIER DE CHEVRON*	XFP01004	1
3	MANCHE AO	XHA01001	1
4	BROCHE DE NETTOYAGE Ø 0.9	XKW01001	1
5	RÉGLET LG 80	XGA01001	1
6	JAUGE DE PROFONDEUR	XGA01002	1
7	TUBE À BROCHES <sup>(1)(2)(3)</sup>	XMS01001	1

**enovis**

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant: Novastep® S.A.S  
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France  
contact-intfa@enovis.com  
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

## MODULE NEXIS® Ø2, Ø2.3, Ø2.9

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	MODULE	ACC1001P0006	1
8	EMBOUT AO T7	XSD01001	2
9	EMBOUT AO T8	XSD02001	2
10	EMBOUT DE TOURNEVIS À ERGOTS	XSD03001	1
11	FRAISE À CHAMBRER Ø 2.75	XRE01001	1
12	FORET PLEIN Ø 1.75	XDB02001	1
13	FORET CANULÉ Ø 1.75	XDB01001	1

## MODULE ARCAD® AVANT-PIED

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	MODULE	ACC1001P0003	1
14	ARCAD® 10 - PINCE	XFP03001	1
15	ARCAD® 10 - VISEUR	XDG01001	1
16	FORET Ø 2	XDB01008	1
17	IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES INCLINÉES	XFP02001	1
18	IMPACTEUR	XMS01002	1
19	BROCHE DE POSITIONNEMENT Ø 2	XPP01001	2
20	IMPACTEUR AGRAFES STATIQUES DROITES	XFP05001	1

## MODULE LYNC®

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	MODULE	ACC1001P0004	1
21	PINCE	XFP04001	1
22	FORET Ø 2.3	XDB01003	1
23	FRAISE À SURFACER	XRE01002	1
24	RÂPES	XRA01002	1

<sup>(1)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-080) ou broche Novastep® (CKW01009) disponibles en fonction de votre marché.

<sup>(2)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-10-080) ou broche Novastep® (CKW01016) disponibles en fonction de votre marché.

<sup>(3)</sup> Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-100) ou broche Novastep® (CKW01002) disponibles en fonction de votre marché.


\* Option

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.  
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE: FOR-TL-ED5-03-26FR

# NEXIS® AVANT-PIED TRAY OVERHEAD GUIDE

enovis™



## MODULE NEXIS® Ø4

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	MODULE	ACC1002P0004	1
1	EMBOUT AO T10	XSD04001	1
2	DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø 4	XDG01009	1
3	FORET CANULÉ Ø 2.7	XDB01007	1
4	FRAISE À CHAMBRER Ø 3.7	XRE01007	1
5	RÉGLET LG 100	XGA01004	1

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant: Novastep® S.A.S  
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France  
contact-intfa@enovis.com  
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.  
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

RÉFÉRENCE: FOR-TL-ED5-06-25-FR