


AIRLOCK® ANKLE DISPOSITION DU KIT D'INSTRUMENTS

enovis



INSTRUMENTATION AIRLOCK® ANKLE

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	BOITE	ACC1022P0001	1
-	COUVERCLE	ACC1022P0003	1
1	FENÊTRE DE CENTRAGE	XMS01043	1
2	FENÊTRE TIBIO-TALIENNE	XMS01044-3	1
3	BROCHE DE POSITIONNEMENT - GUIDE DE COUPE	SKW09001	6
4	CHÂSSIS GUIDE DE COUPE	XMS01042	1
5	DISPOSITIF DE CENTRAGE	XMS01045	1
6	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI DROITE	XTI09110	1
6	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MINI GAUCHE	XTI09210	1

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
7	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM DROITE	XTI09140	1
7	PLAQUE D'ESSAI ANTÉRIEURE MEDIUM GAUCHE	XTI09240	1
8	CAMBREUR DE PLAQUE PROXIMAL	XMS01048	1
8	CAMBREUR DE PLAQUE DISTAL	XMS01049	1
9	BROCHE DE POSITIONNEMENT SPHÉRIQUE	XPP01006	2
10	WISEUR VERROUILLÉ POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7	XDG01025	3
11	WISEUR OBLONG POUR VIS Ø 4 ET Ø 4.7	XDG01026	1
12	WISEUR POLYAXIAL POUR VIS Ø 4	XDG01031	1
13	FORET Ø 2.8	XDB01026	3
14	JAUGE DE PROFONDEUR	XGA01012	1
15	MANCHE AO À CLIQUET	XHA01002	1
16	EMBOUT AO T15	XSD08001	2
17	WISEUR QUICK DRILL TIBIO-TALIEN - DROIT	XDG01038	1
18	WISEUR QUICK DRILL TIBIO-TALIEN - GAUCHE	XDG01039	1
19	CANON - NEXIS® Ø 7	XMS01022-4	1

LAME DE SCIE

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	LAME DE SCIE STÉRILE 100 x 17 x 1,27 CONNECTIQUE STRYKER	71.34.0751 ⁽¹⁾	2
-	LAME DE SCIE STÉRILE 100 x 17 x 1,27 CONNECTIQUE SYNTHES	71.34.0095 ⁽¹⁾	2

⁽¹⁾Vendue séparément

enovis


T +33 (0) 2 99 33 86 50 F +33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

AIRLOCK® ANKLE DISPOSITION DU KIT D'INSTRUMENTS

enovis.



INSTRUMENTATION NEXIS® Ø 7

#	DÉSIGNATION	RÉF	QTÉ
-	PLATEAU SUPÉRIEUR	ACC1022P0002	1
1	BROCHE DE NETTOYAGE Ø 1.6	XKW01003	1
2	TUBE À BROCHE LONG	ACC1000P0003	1
-	BROCHE Ø 2.2 LG 200 TR/RD ⁽¹⁾	-	10
-	BROCHE Ø 2.5 LG 140 TR/RD - STÉRILE	SKW05004	3
3	DOUBLE VISEUR POUR VIS Ø 7	XDG01016	1
4	FORET CANULÉ Ø 4.8	XDB01010	1
5	RÉGLET LG 180/200	XGA01007	1
6	EMBOUT LARGE T25	XSD06003	1
7	FRAISE À CHAMBRER Ø 6	XRE01009	1
8	EMBOUT AO LARGE PLEIN T25	XSD06002	1
9	ADAPTATEUR AO - 1/4 HEX	XHA01006	1
10	DISTRIBUTEUR BRAS OUVERTS	XFP01008	1
11	MANCHE AO LARGE EN T À CLIQUET	XHA01004	1
12	MANCHE AO LARGE DROIT	XHA01003	1

⁽¹⁾ Broche vendue séparément - Broche Medetechnik® (33-T10-R-22-200) ou broche Novastep® (CKW01005) disponibles en fonction de votre marché.

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Legal manufacturer: Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

RÉFÉRENCE: AIR-ANK-TL-ED2-02-26-FR